

FENTEX
■ ■ ■ *medical*



Precision meets Quality

Instruments for Otology

Instrumente für die Otologie

Edition 01/2007

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations without prior notice.



FENTEXmedical is certified
according to EN ISO 13485; 2003 and
MDD 93/42/EEC.

Katalogausgabe 01/2007

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



FENTEXmedical ist zertifiziert
nach EN ISO 13485; 2003 und der
Richtlinie 93/42/EWG.



Contact Details

Kontaktinformationen

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark 4
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17

info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

Otology - Table of Content

Otologie - Inhaltsübersicht

Tuning Forks Stimmgabeln	page Seite	6 - 7
Nystagmus Spectacles, Magnifier Glasses Nystagmus-Brillen, Lupenbrillen	page Seite	8 - 9
Ear syringes, Atomizer, Powder Blower Ohrspritzen, Zerstäuber, Pulverbläser	page Seite	10 - 11
Air Bags, Eustachian Tube Catheters, Ballons, Tubenkatheter	page Seite	12 - 13
Ear Specula, Magnifiers Ohrtrichter, Lupenkörper	page Seite	14 - 19
Ear Endoscopes, Oscopes, Accessories Ohr-Endoskope, Oskope, Zubehör	page Seite	20 - 34
Ear Probes, Loops, Hooks and Curettes Ohrsonden, Schlingen, Ohrhäkchen und Küretten	page Seite	35 - 41
Ear Forceps / Dressing Forceps Ohrzängchen / Tampon / Anatomische Pinzetten	page Seite	42 - 45
Tympanum Perforators, Ear Knives Parazentesenadeln, Ohrmesser	page Seite	46 - 47
Suction- / Irrigation Tubes, Cannulae, Adapters Saugrohre- / Spülrohre, Kanülen, Adapter	page Seite	48 - 54
Raspatories, Elevators, Chisels, Gauges Raspatorien, Elevatorien, Kleine Meißel, Hohlmeißel	page Seite	55 - 59
Mastoid Curettes, Mallets, Rongeurs Scharfe Löffel, Hämmer, Knochenzangen	page Seite	60 - 63
Tissue / Dressing Forceps Chirurgische / Anatomische Pinzetten	page Seite	64 - 66
Scissors Scheren	page Seite	67 - 71
Retractors Wundsperrerr	page Seite	72 - 79
Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren	page Seite	80 - 89
Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente	page Seite	90 - 102
Vent Tube Inserter Instrumente für Paukenröhrchen	page Seite	103
Cutting Burs and Handpieces Bohrer und Bohrköpfe	page Seite	104 - 107
Instrument Storage and Sterilisation Instrumentenlagerung und Sterilisation	page Seite	108 - 109
Numerical Index Nummernverzeichnis	page Seite	110 - 114

General Information Allgemeine Information

PLEASE NOTE!

The actual product may slightly differ from the image shown in this catalogue. This has no effect on the intended use or functionality of this particular product. FENTEX distributes its products worldwide. Depending on national requirements and regulations individual products may not be available for sale in a particular market. Please check with your local FENTEX agent.

BITTE BEACHTEN SIE!

Ein aktuelles Produkt kann in Einzelfällen von der Katalogabbildung abweichen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht den Einsatz und die Funktion des jeweiligen Produktes. FENTEX vertreibt die Produkte weltweit. Aufgrund spezieller nationaler Anforderungen und Zulassungen kann es vorkommen, dass einzelne Produkte in bestimmten Märkten nicht verfügbar sind. Bitte fragen Sie Ihren lokalen FENTEX-Agenten.

PRECISION MEETS QUALITY

Our company - FENTEX medical GmbH - is specialized in the development, manufacturing and marketing of surgical instruments, implants and visualization systems for surgery in the head and neck area.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

PRECISION MEETS QUALITY

Die FENTEX medical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb chirurgischer Instrumente, Implantate und Visualisierungssysteme für die Kopf- und Halschirurgie spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.


Quality

Our hand-instruments and endoscopes are exclusively German-made products, manufactured by highly skilled master craftsmen. It takes only the finest quality materials and our specialized know-how to manufacture these products. Meticulous quality controls throughout the entire manufacturing process ensure consistent quality and durability.

Qualität

Die Instrumente und Endoskope werden ausschließlich in Deutschland von qualifizierten Meisterbetrieben produziert. Dabei verwenden wir nur hochwertige Materialien und bringen unser umfassendes Know-How in jeden einzelnen Produktionsschritt ein. Laufende Kontrollen während des gesamten Fertigungsprozesses garantieren ein gleichbleibend hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit.





Precision

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT- , Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

Präzision

Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- und Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.



Customer Orientation

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

The "Bürkle de la Camp" award granted by the German Association for Plastic and Reconstructive Surgery to our founder indicates our dedication to this medical specialty.

Kundenorientierung

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.

Die Verleihung der - Bürkle de la Camp Medaille – der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie an unseren Firmeninhaber dokumentiert die enge Kooperation mit den medizinischen Fachdisziplinen.



Tuning Forks (nickel-plated steel) Stimmgabeln (vernickelter Stahl)



Tuning Fork by HARTMANN
 Stimmgabel nach HARTMANN

Frequency / Frequenz

038100FX	c	=	128 Hz
038101FX	c ¹	=	256 Hz
038102FX	c ²	=	512 Hz
038103FX	c ³	=	1024 Hz
038104FX	c ⁴	=	2048 Hz
038105FX	c ⁵	=	4096 Hz



Tuning Fork by LUCAE, with foot
 Stimmgabel nach LUCAE, mit Fuß

Frequency / Frequenz

038200FX	c	=	128 Hz
038201FX	c ¹	=	256 Hz
038202FX	c ²	=	512 Hz
038203FX	c ³	=	1024 Hz
038204FX	c ⁴	=	2048 Hz
038205FX	c ⁵	=	4096 Hz



038401FX **Tuning Fork with foot, a¹ = 440 Hz**
 Stimmgabel mit Fuß, a¹ = 440 Hz



038210FX **Foot for Tuning Fork by LUCAE**
 Fuß, allein, für Stimmgabel nach LUCAE



038600FX **Tuning Fork Set by HARTMANN,**
 including 5 steel tuning forks,
 model c, c¹, c², c³, c⁴ in a case
Stimmgabel-Besteck nach HARMANN,
 bestehend aus 5-Stahl-Stimmgabeln,
 Modell c, c¹, c², c³, c⁴ im Etui



038700FX **Tuning Fork Set by HARTMANN,**
 including 8 steel tuning forks, model
 c⁻¹, C, c, c¹, c², c³, c⁴ and c⁵ in a case
Stimmgabel-Besteck nach HARTMANN,
 bestehend aus 8-Stahl-Stimmgabeln,
 Modell c⁻¹, C, c, c¹, c², c³, c⁴ und c⁵ im
 Etui

Tuning Forks (Aluminium Alloy) Stimmgabeln (Aluminium-Legierung)



Tuning Fork by HARTMANN
Stimmgabel nach HARTMANN

Frequency / Frequenz

038112FX	$c^2 = 512 \text{ Hz}$
038113FX	$c^3 = 1024 \text{ Hz}$
038114FX	$c^4 = 2048 \text{ Hz}$
038115FX	$c^5 = 4096 \text{ Hz}$



Tuning Fork by HARTMANN,
 with weights
Stimmgabel nach HARTMANN,
 mit Dämpfer

Frequency / Frequenz

038301FX	$c = 128 \text{ Hz}$
038302FX	$c^1 = 256 \text{ Hz}$

Other tuning forks on request

Andere Stimmgabeln auf Anfrage



039100FX **Noise Apparatus by BARANY,**
 with olive tip
Lärmtrommel nach BARANY,
 mit Olive



039200FX **Tip only, for 039100FX**
Olive allein, für 039100FX

Nystagmus Spectacles, Magnifier Glasses Nystagmus-Brillen, Lupenbrillen



551100FX

Nystagmus Spectacles by FRENZEL,
 w/o power supply

Nystagmus-Leuchtbrille nach FRENZEL, mit festen Gläsern ohne Stromversorgung



551300FX



Nystagmus Spectacles by FRENZEL, with battery attachment and light control knob, w/o clip headband

Nystagmus-Leuchtbrille nach FRENZEL, mit Batteriehandgriff, mit Lichtregelung, ohne Clip-Kopfband



551200FX

Nystagmus Spectacles by FRENZEL, with hinged lenses w/o power supply

Nystagmus-Leuchtbrille n. FRENZEL, mit hochklappbaren Gläsern, ohne Stromversorgung



551350FX



Nystagmus Spectacles by FRENZEL, bayonet connector and detachable battery handle incl. light control knob, w/o clip headband

Nystagmus-Leuchtbrille nach FRENZEL, mit Bajonettverschluss für Batteriehandgriff, mit Lichtregelung, ohne Clip-Kopfband

551600FX

Adjustable Power Supply (transformer) for all Nystagmus spectacles by FRENZEL and BLESSING

Regeltransformator für alle Nystagmusbrillen nach FRENZEL und BLESSING

551351FX

Remote Cable (bayonet) to connect 551350FX to battery handle

Bajonett-Verbindungskabel zwischen 551350FX und Batteriehandgriff

551605FX

Battery Housing (external, 3 x 1.5 V, size C LR14/AM-2)

Batteriegehäuse (extern, 3 x 1,5 V, Größe C LR14/AM-2)

551352FX

Connecting cable for batterie housing 551605FX

Anschlusskabel für Batteriegehäuse 551605FX

550811FX

Wall Plug Transormer, 4 V / 6 V

Steckernetzteil, 4 V / 6 V

551400FX

Spare Bulb, 4 V / 0.23 A, 1 Watt

Ersatzlampe, 4 V / 0,23 A, 1 Watt

551401FX

Light Bulb Cover, for 551100FX, 551120FX, 551300FX, 551310FX, 551350FX and 551370

Abdeckung für Leuchtbirne, für 551100FX, 551120FX, 551300FX, 551310FX, 551350FX und 551370

551405FX

Clip Headband for FRENZEL Spectacles

Clip-Kopfband für alle FRENZEL-Brillen

Nystagmus Spectacles, Magnifier Glasses Nystagmus-Brillen, Lupenbrillen



551120FX

Nystagmus Spectacles by BLESSING, white, w/o power supply

Nystagmus-Leuchtbrille nach BLESSING, weiß, mit festen Gläsern ohne Stromversorgung



551310FX

Nystagmus Spectacles by BLESSING, white, with battery attachment and light control knob, w/o clip headband

Nystagmus-Leuchtbrille n. BLESSING, weiß, mit Batteriehandgriff, mit Lichtregelung, ohne Clip-Kopfband



551210FX

Nystagmus Spectacles by BLESSING, white, with hinged lenses w/o power supply

Nystagmus-Leuchtbrille nach BLESSING, weiß, mit hochklappbaren Gläsern, ohne Stromversorgung



551370FX

Nystagmus Spectacles by BLESSING, white, bayonet connector and detachable battery handle incl. light control knob, w/o clip headband

Nystagmus-Leuchtbrille n. BLESSING, weiß, mit Bajonettverschluss für Batteriehandgriff, mit Lichtregelung, ohne Clip-Kopfband



551600FX

Adjustable Power Supply (transformer) for all Nystagmus spectacles by FRENZEL and BLESSING

Regeltransformator für alle Nystagmusbrillen nach FRENZEL und BLESSING

551371FX

Remote Cable (bayonet) to connect 551370FX to battery handle

Bajonett-Verbindungskabel zwischen 551370FX und Batteriehandgriff

551605FX

Battery Housing (external, 3 x 1.5 V, size C LR14/AM-2)

Batteriegehäuse (extern, 3 x 1,5 V, Größe C LR14/AM-2)

551372FX

Connecting Cable to batterie housing

Anschlusskabel für Batteriegehäuse

550811FX

Wall Plug Transormer, 4 V / 6 V

Steckernetzteil, 4 V / 6 V

551400FX

Spare Bulb, 4 V / 0.23 A, 1 Watt

Ersatzlampe, 4 V / 0,23 A, 1 Watt

551401FX

Light Bulb Cover, for 551100FX, 551120FX, 551300FX, 551310FX, 551350FX and 551370

551405FX

Clip Headband for FRENZEL Spectacles

Clip-Kopfband für alle FRENZEL-Brillen

Abdeckung für Leuchtbirne, für 551100FX, 551120FX, 551300FX, 551310FX, 551350FX und 551370

Ear Syringes, Atomizer, Powder Blower Ohrspritzen, Zerstäuber, Pulverbläser



840100FX **Universal Atomizer**, complete, with pivoted nozzle, threaded glass bottle 30 cc and rubber bulb

Universal Zerstäuber, komplett, mit beweglicher Düse, Schraubflasche 30 ccm und Gebläse

840200FX **same**, but without rubber bulb
gleich, aber ohne Gebläse

840300FX **Rubber Bulb** only
Halbgebläse allein

840101FX **Spare Bottle**, only
Ersatzflasche, allein



832600FX **Powder Blower by KABIERSKE**, complete, with 3 different cannulae for ear, nose, throat and larynx

Pulverbläser nach KABIERSKE, komplett mit 3 verschiedenen Kanülen für Ohr, Nase, Rachen und Kehlkopf

832601FX **Spare Bottle for KABIERSKE**, powder blower, 30 cc

Ersatzflasche KABIERSKE
 Pulverbläser, 30 ccm

832605FX



Rubber Bulb for KABIERSKE, with valve, powder blower

Gummi-Ventilball für KABIERSKE, Pulverbläser

832608FX



Cannula straight, 80 mm long

Kanüle gerade, 8 cm lang

832611FX



Cannula straight, 110 mm long

Kanüle gerade, 11cm lang

832613FX



Cannula curved, 130 mm long

Kanüle gebogen, 13 cm lang

Ear Syringes, Atomizer, Powder Blower Ohrspritzen, Zerstäuber, Pulverbläser



717550FX

Ear Rinse Cup, with discharge outlet with mesh bottom, plastic, transparent

Ohrspülbecher, mit Ablaufstutzen und Sieb, Kunststoff, transparent



Ear Syringe, metal, Luer-Lock, with 2 tips (010301FX + 010302FX), piston with O-rings

Ohrspritze, aus Metall, Luer-Lock, mit 2 Ansätzen (010301FX + 010302FX), Kolben mit O-Ringen

Size / Größe

010150FX	50 ml
010200FX	100 ml
010250FX	150 ml
010300FX	200 ml

010301FX



Cannula, cone end, Luer-Lock

Kanüle, konisch, Luer-Lock

010302FX



Cannula, olive end, Luer-Lock

Kanüle, olivenförmig, Luer-Lock

010306FX



Protection Shield

Spritzschutz-Teller

Air Bags, Eustachian Tube Catheters Ballons, Tubenkatheter



833150FX

Air Bag by POLITZER, with 3 nasal and 1 ear tip, in transparent dust cover

Ballon nach POLITZER, mit 3 Nasen- und 1 Ohrolive, in durchsichtiger, staubsicherer Plastikhaube



824100FX

Air Bag by POLITZER, complete with connecting nozzle, 8 oz capacity

Ballon nach POLITZER, mit Metallkonus, ca. 230 ml Volumen

833153FX

Connecting Nozzle, for 824100FX

Einsteckkonus mit Deckplatte, für 824100FX



833154FX

Ear Tip (metal), ø 4mm, for 824100FX

Ohrolive (Metall), ø 4mm, für 824100FX



833155FX

Nasal Tip (metal), ø 15mm, for 824100FX

Nasenolive (Metall), ø 15 mm, für 824100FX



833157FX

Same, but ø 17mm, for 824100FX

Gleich, aber ø 17mm, für 824100FX



833162FX

Same, but ø 22mm, for 824100FX

Gleich, aber ø 22mm, für 824100FX



820100FX

Diagnostic Tubing Set by JANSEN, including rack with 6 different tips

Hörschlauchset nach JANSEN, mit Ständer und 6 unterschiedlichen Oliven

Air Bags, Eustachian Tube Catheters

Ballons, Tubenkatheter



825100FX

Air Bag, soft rubber, 2.5 oz capacity, to be used with Eustachian Catheter by HARTMANN

Ballon aus weichem Gummi, ca. 70 ml Volumen, zum Einsatz mit dem HARTMANN Eust. Tubenkatheter



821100FX

Diagnostic Tube by LUCAE

Hörschlauch nach LUCAE



Eustachian Catheter by HARTMANN, Luer, size 1

Eust. Tubenkatheter nach HARTMANN, Luer, Fig. 1



016200FX

Tube Connector for Eustachian Catheter, Luer

Schlauchansatz für Tubenkatheter, Luer




016602FX

Eustachian Catheter by WILLIAMS, flexible, stainless steel, working length 120 mm, Ø 2 mm, Luer

Tubenkatheter nach WILLIAMS, flexible, rostfreier Stahl, Nutzlänge 12 cm, Ø 2 mm, Luer

	Size Fig.	Outer Ø Außen Ø
016100FX	0	1.5 mm
016101FX	1	2.5 mm
016102FX	2	3.0 mm
016103FX	3	3.5 mm
016104FX	4	4.0 mm
016105FX	5	5.0 mm

Ear Specula Ohrtrichter



Ear Speculum by HARTMANN, stainless steel,
matt finish, 36 mm, round

Ohrtrichter nach HARTMANN, 18/8,
matt, 3,6 cm, rund

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
018100FX	0	2.0 mm	3.0 mm
018101FX	1	3.2 mm	4.0 mm
018102FX	2	4.0 mm	5.0 mm
018103FX	3	5.3 mm	6.0 mm
018104FX	4	6.5 mm	7.5 mm
018105FX		4.5 mm	5.5 mm



Ear Speculum by HARTMANN, for post-operative check- up,
stainless steel, matt finish, 36 mm, round

Ohrtrichter nach HARTMANN, zur Nachbehandlung,
18/8, matt, 3,6 cm, rund


	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
018201FX	1	8.0 mm	9.0 mm
018202FX	2	9.0 mm	10.0 mm



Ear Speculum by HARTMANN, for post-operative check- up,
stainless steel, black, 36 mm, round

Ohrtrichter nach HARTMANN, zur Nachbehandlung,
18/8, schwarz, 3,6 cm, rund

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
018208FX	1	8.0 mm	9.0 mm
018209FX	2	9.0 mm	10.0 mm



Ear Speculum by TOYNBEE, stainless steel,
matt finish, 36 mm, round

Ohrtrichter nach TOYNBEE, 18/8,
matt, 3,6 mm, rund

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
018501FX	1	3.2 mm	4.0 mm
018502FX	2	4.0 mm	5.0 mm
018503FX	3	5.3 mm	6.0 mm
018504FX	4	6.5 mm	7.5 mm

Ear Specula

Ohrtrichter



Ear Speculum by GRUBER, stainless steel, 40 mm, oval

Ohrtrichter nach GRUBER, 18/8, 4 cm, oval



Ear Speculum by POLITZER, short, for infants, 27 mm, dull inner finish and bright chrome plated outside, round

Ohrtrichter nach POLITZER, kurzes Modell für Kinder, 2,7 cm, innen matt und außen Hochglanz verchromt, rund

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
018801FX	1	4 x 5 mm	5 x 6 mm
018802FX	2	5 x 6 mm	6 x 7 mm
018803FX	3	6 x 7 mm	7 x 8 mm
018804FX	4	6.5 x 7.5 mm	7.5 x 8.5 mm


	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
018301FX	1	2.0 mm	3.0 mm
018302FX	2	3.0 mm	4.0 mm
018303FX	3	4.0 mm	5.0 mm
018304FX	4	5.0 mm	6.0 mm



Ear Speculum by HOLMGREN, black-finish, 32 mm, self-retaining, slotted blades prevent slipping out of the ear canal

Ohrtrichter nach HOLMGREN, schwarz eloxiert, 32 mm, selbsthaltend, mit quergeriefen Trichterblättern, um das Herausrutschen aus dem Gehörgang zu vermeiden

	Size Fig.	Outer Ø Außen Ø
018605FX	1	5.0 mm
018606FX	2	6.0 mm
018607FX	3	7.0 mm



Ear Speculum by HARTMANN, stainless steel, black finish inside, 36 mm, round

Ohrtrichter nach HARTMANN, 18/8, innen mattschwarz, 3,6 mm, rund

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
018401FX	0	2,5 mm	3.5 mm
018402FX	1	3.5 mm	4,5 mm
018403FX	2	4.5 mm	5,5 mm
018404FX	4	6.5 mm	7.5 mm

Ear Specula Ohrtrichter



Ear Speculum by BRUENINGS, 36 mm, round

Ohrtrichter nach BRUENINGS, 3,6 cm, rund

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
019701FX	1	4.0 mm	6.0 mm
019702FX	2	5.0 mm	7.0 mm
019703FX	3	6.5 mm	8.5 mm
019704FX	4	8.5 mm	10.5 mm
019710FX	0	3.0 mm	4.8 mm
019720FX	00	2.5 mm	4.0 mm



Ear Speculum by FARRIOR, stainless steel, 43 mm,
special dull finish, round, 0° distal end

Ohrtrichter nach FARRIOR, 18/8-Stahl, 4,3 cm, außen
matt gebüstet, innen matt gestrahlt, blendfrei, rundes
Ende, 0° gerade

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
116101FX	1 / 0°	4.5 mm	5.5 mm
116102FX	2 / 0°	5.5 mm	6.5 mm
116103FX	3 / 0°	6.5 mm	7.5 mm
116104FX	4 / 0°	7.5 mm	8.5 mm
116105FX	5 / 0°	8.5 mm	9.5 mm
116106FX	6 / 0°	9.5 mm	10.5 mm
116107FX	7 / 0°	10.0 mm	11.0 mm



Operating Ear Speculum by ZOELLNER, Aluminium,
black-finish, working length 38 mm, oval distal tip

Operations-Ohrtrichter nach ZOELLNER, Aluminium,
schwarz eloxiert, Arbeitslänge 3,8 cm, ovales Ende

	Size Fig.	Inner Tip Spitze innen	Outer Tip Spitze außen
115101FX	1	4.5 x 5.5 mm	5.5 x 6.5 mm
115102FX	2	5.5 x 6.5 mm	6.5 x 7.5 mm
115103FX	3	6.5 x 7.5 mm	7.5 x 8.5 mm
115104FX	4	7.5 x 8.5 mm	8.5 x 9.5 mm
115105FX	5	8.5 x 9.5 mm	9.5 x 10.5 mm
115106FX	6	9.5 x 10.5 mm	10.5 x 11.5 mm



Ear Speculum by FARRIOR, stainless steel, 43 mm, black
finish, round, 0° distal end

Ohrtrichter nach FARRIOR, 18/8-Stahl, 4,3 cm, schwarze
Ausführung, blendfrei, rundes Ende, 0° gerade

	Size Fig.	Inner Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø
116111FX	1 / 0°	4.5 mm	5.5 mm
116112FX	2 / 0°	5.5 mm	6.5 mm
116113FX	3 / 0°	6.5 mm	7.5 mm
116114FX	4 / 0°	7.5 mm	8.5 mm
116115FX	5 / 0°	8.5 mm	9.5 mm
116116FX	6 / 0°	9.5 mm	10.5 mm
116117FX	7 / 0°	10.0 mm	11.0 mm

Ear Specula

Ohrtrichter



Ear Speculum by FARRIOR, stainless steel, 43 mm, special dull finish, oval and oblique distal end, 20°

Ohrtrichter nach FARRIOR, 18/8-Stahl, 4,3 mm, außen matt gebürstet, innen matt gestrahlt, blendfrei, ovales Ende, 20° abgeschrägt

	Size Fig.	Tip Spitze
116301FX	1 / 20°	4.2 x 4.6 mm
116302FX	2 / 20°	5.2 x 5.8 mm
16303FX	3 / 20°	5.9 x 6.8 mm
116304FX	4 / 20°	7.0 x 8.0 mm
116305FX	5 / 20°	7.9 x 9.2 mm
116306FX	6 / 20°	8.8 x 10.1 mm
116307FX	7 / 20°	9.5 x 10.8 mm



Ear Speculum by FARRIOR, stainless steel, 43 mm, black finish, oval and oblique distal end, 20°

Ohrtrichter nach FARRIOR, 18/8-Stahl, 4,3 cm, schwarze Ausführung, blendfrei, ovales Ende, 20° abgeschrägt

	Size Fig.	Tip Spitze
116311FX	1 / 20°	4.2 x 4.6 mm
116312FX	2 / 20°	5.2 x 5.8 mm
116313FX	3 / 20°	5.9 x 6.8 mm
116314FX	4 / 20°	7.0 x 8.0 mm
116315FX	5 / 20°	7.9 x 9.2 mm
116316FX	6 / 20°	8.8 x 10.1 mm
116317FX	7 / 20°	9.5 x 10.8 mm



Ear Speculum by FARRIOR, stainless steel, 43 mm, special dull finish, oval and oblique distal end, 35°

Ohrtrichter nach FARRIOR, 18/8-Stahl, 4,3 cm, außen matt gebürstet, innen matt gestrahlt, ovales Ende, 35° abgeschrägt

	Size Fig.	Tip Spitze
116501FX	1 / 35°	4.2 x 4.6 mm
116502FX	2 / 35°	5.2 x 5.8 mm
116503FX	3 / 35°	5.9 x 6.8 mm
116504FX	4 / 35°	7.0 x 8.0 mm
116505FX	5 / 35°	7.9 x 9.2 mm
116506FX	6 / 35°	8.8 x 10.1 mm
116507FX	7 / 35°	9.5 x 10.8 mm




Ear Speculum by FARRIOR, stainless steel, 43 mm, black finish, oval and oblique distal end, 35°

Ohrtrichter nach FARRIOR, 18/8-Stahl, 4,3 cm, schwarze Ausführung, blendfrei, ovales Ende, 35° abgeschrägt

	Size Fig.	Tip Spitze
116511FX	1 / 35°	4.2 x 4.6 mm
116512FX	2 / 35°	5.2 x 5.8 mm
116513FX	3 / 35°	5.9 x 6.8 mm
116514FX	4 / 35°	7.0 x 8.0 mm
116515FX	5 / 35°	7.9 x 9.2 mm
116516FX	6 / 35°	8.8 x 10.1 mm
116517FX	7 / 35°	9.5 x 10.8 mm

Ear Specula Ohrtrichter



019100FX

Anastigmatic Aural Magnifier by BRUENINGS, complete set, containing one of each:

Anastigmatische Ohrlupe nach BRUENINGS, komplettes Set, bestehend aus jeweils ein:

019710FX

Ear Speculum (size 0)

Ohrtrichter (Größe 0)

019701-03FX

Ear Speculum (size 1, size 2 and size 3)

Ohrtrichter (Größe 1, 2 und 3)

019900FX

Magnifier Head, closed

Lupenkörper, geschlossen

019400FX

Rubber Bulb

Gummiball

Wooden Case

Holzetui



020700FX

Anastigmatic Aural Magnifier by BRUENINGS, complete set, containing one of each:

Anastigmatische Ohrlupe nach BRUENINGS, komplettes Set, bestehend aus jeweils ein:

019710-20FX

Ear Speculum (size 00 and 0)

Ohrtrichter (Größe 00 und 0)

019701-04FX

Ear Speculum (size 1, 2, 3 and 4)

Ohrtrichter (Größe 1, 2, 3 und 4)

019900FX

Magnifier Head, closed

Lupenkörper, geschlossen

020000FX

Magnifier Head, open

Lupenkörper, mit Wandausschnitt

019400FX

Rubber Bulb

Gummiball

Wooden Case

Holzetui

Ear Specula Ohrtrichter



019400FX

Rubber bulb by BRUENINGS, with connector

Halbgebläse nach BRUENINGS, mit Anschlussadapter



019401FX

Metal Connector, only (w/o image)

Anschlussadapter, alleine (ohne Abb.)



019800FX

Magnifier Head by BRUENINGS, pneumatic, closed, w/o magnification

Lupenkörper nach BRUENINGS, pneumatisch, ohne Vergrößerung

019900FX

Magnifier Head by BRUENINGS, anastigmatic, magnification 2.5 x

Lupenkörper nach BRUENINGS, anastigmatisch, Vergrößerung 2,5 fach



to be used with ear specula by BRÜNNINGS (see page 16)

zur Benutzung mit Ohrspekula nach BRUENINGS (siehe Seite 16)

020000FX

Magnifier Head by FRENZEL, anastigmatic, open, w/o magnification


Lupenkörper nach FRENZEL, anastigmatisch, mit Wandausschnitt, ohne Vergrößerung



018712FX

Support Tray, metal for up to 12 ear specula


Metallständer, für 12 Ohrspekula



718100FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 0°, wide angle, 1.9 mm Ø, working length 100 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 0°, Weitwinkel, 1,9 mm Ø, Arbeitslänge 100 mm, autoklavierbar

718400FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Same as 718100FX, but working length 60 mm

Gleich wie 718100FX, aber Arbeitslänge 60 mm

718130FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 30°, wide angle, 1.9 mm Ø, working length 100 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 30°, Weitwinkel, 1,9 mm Ø, Arbeitslänge 100 mm, autoklavierbar

718430FX




- autoclavable
- autoklavierbar



Same as 718130FX, but working length 60 mm

Gleich wie 718130FX, aber Arbeitslänge 60 mm


718200FX



Wide Angle Telescope, 0°, wide angle, 1.9 mm Ø, working length 100 mm, soakable

Weitwinkeloptik, 0°, Weitwinkel, 1,9 mm Ø, Arbeitslänge 100 mm, einlegbar


718300FX



Same as 718200FX, but working length 60 mm

Gleich wie 718200FX, aber Arbeitslänge 60 mm


718230FX



Wide Angle Telescope, 30°, wide angle, 1.9 mm Ø, working length 100 mm, soakable

Weitwinkeloptik, 30°, Weitwinkel, 1,9 mm Ø, Arbeitslänge 100 mm, einlegbar

718330FX



Same as 718230FX, but working length 60 mm


Gleich wie 718230FX, aber Arbeitslänge 60 mm



717100FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 0°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 75 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 0°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 75 mm, autoklavierbar

717130FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 30°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 75 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 30°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 75 mm, autoklavierbar

717170FX




- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 70°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 75 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 70°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 75 mm, autoklavierbar


727100FX



Wide Angle Telescope, 0°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 75 mm, soakable

Weitwinkeloptik, 0°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 75 mm, einlegbar


727130FX



Wide Angle Telescope, 30°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 75 mm, soakable

Weitwinkeloptik, 30°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 75 mm, einlegbar

727170FX



Wide Angle Telescope, 70°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 75 mm, soakable

Weitwinkeloptik, 70°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 75 mm, einlegbar


2.7 mm Ø



Working length 25 mm

Arbeitslänge 25 mm

806270FX



Otoscope, 0°, Ø 2.7 mm, connection to optional ear speculum, 806271FX incl. pneumatic ear testing, soakable

Otoskop, 0°, Ø 2,7 mm, zum direkten Anschluss an das Ohr-Spekulum 806271FX für pneumatische Ohrdiagnose, einlegbar

806271FX



Ear Speculum, for otoscope 806270FX, black, includes connection to optional air-bulb for pneumatic ear testing

Ohrspeculum, für Otoskop 806270FX, schwarz, inkl. Anschluss für ein optionales Gummiballgebläse für die pneumatische Ohrprüfung


4 mm Ø



Working length 50 mm

Arbeitslänge 50 mm


716200FX



Wide Ankle Telescope, 0°, wide angle, 4 mm Ø, working length 50 mm, soakable

Weitwinkeloptik, 0°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 50 mm, einlegbar

716230FX



Wide Ankle Telescope, 30°, wide angle, 4 mm Ø, working length 50 mm, soakable

Weitwinkeloptik, 30°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 50 mm, einlegbar

Ear Endoscopes Accessories Ohr-Endoskope Zubehör



118900FX Flexible Arm, with holding rod, for attachment to the OR-table or rail system

Flexibler Haltearm mit Spannvorrichtung und Befestigungsmöglichkeit am OP-Tisch oder Schienensystem



118901FX Mounting Bracket for flexible arm attachment 118900FX to the OR-table

Halteklaue drehbar, zur Befestigung des flexiblen Haltearms 118900FX am OP-Tisch



118903FX Telescope Clamp for flexible arm 118900FX, for use with endoscopes 716200FX and 727170FX

Optikklammer für flexiblen Haltearm 118900FX, passend für Optiken 716200FX und 727170FX



118902FX Ear Speculum Holder for flexible arm 118900FX

Ohrtrichter-Halter für flexiblen Haltearm 118900FX



118904FX Adapter for flexible arm 118900FX for use with all COTTLE and KILLIAN Nasal Specula

Adapter für flexiblen Arm 11890FX, zur Verwendung mit allen COTTLE- und KILLIAN-Nasenspekula



741200FX Protection Sheath for Telescopes, autoclavable (use 2 pcs. of 741200FX for telescopes with a working length of 270/300 mm)

Schutzhülse für Endoskopoptiken, autoklavierbar (benutzen Sie 2 Stück 741200FX für Optiken mit einer Länge von 270/300 mm)



863100FX ULTRA-STOP, 25 ml solution (antifogging), pipette Bottle

ULTRA-STOP, 25 ml Lösung (Antibeschlagmittel), Pipettenflasche



863110FX ULTRA-STOP, 15 ml solution (antifogging), spray bottle

ULTRA-STOP, 15 ml Lösung (Antibeschlagmittel), Sprühflasche



863101FX ULTRA-STOP, 30 ml solution (antifogging), sterile pierce bottle

ULTRA-STOP, 30 ml Lösung (Antibeschlagmittel), sterile Durchstichflasche



803285FX

Otoscope Set, UNI-Series, incl. 3 reusable ear specula and medium battery handle, 2.7 Volts vacuum lamps (1.5 V C type batteries not included in set)

Otoskop-Set, UNI-Serie, inkl. 3 wiederverw. Ohrtrichter und mittlerem Batteriegriff, 2,7 Volt Vakuumlampe (1,5 V C-Batterien nicht im Set enthalten)

803286FX

Same, but with plug-in battery handle 230 Volts

Gleich, aber mit Steckdosengriff 230 Volt

803287FX

Rubber Bulb for pneumatic testing

Ball für den pneumatischen Test

803288FX

Cover Glass, for UNI series otoscope, with adapter for pneumatic testing (w/o image)

Abdeckgals für Otoskope der UNI Serie, mit Adapter für den pneumatischen Test (ohne Abb.)

803289FX

Otoscope Swivel Lens, 4 fold magnification (w/o image)

Schwenklinse for Otoscope, 4-fache Vergrößerung (ohne Abb.)

Otosopes

Otoskope

Speculum for Otoscope, UNI series,
reusable

Ohrtrichter für Otoskope, UNI-Serie,
wiederverwendbar

Size
Größe

803582FX	2 mm
803583FX	3 mm
803584FX	4 mm
803585FX	5 mm
803589FX	9 mm Nasal Speculum / Nasenspekulum]



803527FX **Bent Arm Illuminator**, 2.7 V vacuum
lamp

Lampenträger, mit 2,7 V
Vakuumlampe

806597FX **2.7 Volt Vacuum Spare Bulbs**, pack of
6 pcs

2,7 Volt Vakuumlampen, Packung mit
6 Stck.



803522FX **Laryngeal Mirrors**, for bent arm illu-
minator 803527FX, a pair of No. 3
(Ø 20 mm) and No. 4 (Ø 22 mm)

Larynxspiegel, passend zum
Lampenträger 803527FX, Paar von
Nr. 3 (Ø 20 mm) und Nr. 4 (Ø 22 mm)



Additional Accessories on request

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Otosopes Otoskope



806560FX

Pocket Otoscope Set, F.O. (fibre-optic), Halogen lamp 2.5 V, incl. five each reusable specula in 2.5 and 4 mm, set comes in a plastic case, black

Taschen-Otoskop-Set, F.O. (Fiberoptik), Halogenlampe 2,5 V, inkl. je 5 wiederverwendbare Ohrtrichter in 2,5 und 4 mm, Set im Kunststoffetui, schwarz

806561FX

Same, but blue coloured body

Gleich, aber blaues Gehäuse

806562FX

Same, but green coloured body

Gleich, aber grünes Gehäuse

Batteries not included in set

Batterien nicht im Set enthalten

803287FX

Rubber Bulb for pneumatic testing

Ball für den pneumatischen Test

806598FX

2.5 Volt Halogen Bulb, for Otoscopes 806560-562FX, pack of 6 pcs (w/o image)

2,5 Volt Halogenlampe, für Otoskope 806560-562FX, Packung mit 6 Stck. (ohne Abb.)

Additional Accessories on request

Weiteres Zubehör auf Anfrage



806810FX

Otoscope Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V, incl.

- Otoscope, basic version with direct illumination
- Battery handle for 2 AA type batteries or ri-accu
- 4 reusable specula (black), in sizes of 2-5 mm
- 3 each single use specula (blue), in sizes 2.5 and 4 mm
- Hard case and spare bulb HL 2.5 V

Otoskop-Set, RI-SCOPE, HL 2.5V , inkl.

- Otoskop, Basisversion mit direkter Beleuchtung
- Batterie-Handgriff für 2 AA Batterien oder ri-accu
- 4 mehrfach verwendbare Spekula (schwarz), Größen 2-5mm
- Je 3 einmal verwendbare Spekula (blau), Größen 2,5 und 4 mm
- Etui und Ersatzlampe HL 2,5 V



806820FX

Ophthalmoscope Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V, incl.

- Ophthalmoscope, basic version with direct illumination
- Battery handle for 2 AA type batteries or ri-accu
- Separate magnifying glass with 5-fold magnification
- Hard case and spare bulb HL 2.5 V

Ophthalmoskop-Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V, inkl.

- Ophthalmoskop, Basisversion mit direkter Beleuchtung
- Batterie-Handgriff für 2 AA Batterien oder ri-accu
- Separate Lupe mit 5-fach-Vergrößerung
- Etui und Ersatzlampe HL 2,5 V

Batteries not included

Batterien im Set nicht enthalten



806800Fx

Oto-Ophthalmoscope Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V incl.

- Otoscope, (FO) fiber optic illumination
- Ophthalmoscope L1, basic version with direct illumination
- Battery handle for 2 AA type batteries or ri-accu
- 4 reusable specula (black), in sizes of 2-5 mm
- 3 each single use specula (blue), in sizes 2.5 and 4 mm
- Hard case and 2 spare bulbs HL 2.5 V

Oto-Ophthalmoskop-Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V inkl.

- Otoskop, (FO) Fiberoptik zur optimalen Beleuchtung
- Ophthalmoskop L1, Basisversion mit direkter Beleuchtung
- Batterie-Handgriff für 2 AA Batterien oder ri-accu
- 4 mehrfach verwendbare Spekula (schwarz), Größen 2-5mm
- Je 3 einmal verwendbare Spekula (blau), Größen 2,5 und 4 mm
- Etui und 2 Ersatzlampen HL 2,5 V

Batteries not included

Batterien im Set nicht enthalten



806626FX

Charger for RI-ACCU, for re-chargeable batteries 806625FX and 806825FX, 230 V, EU-cord

Ladegerät für RI-ACCU, für aufladbare Batterien 806625FX und 806825FX, 230V, EU-Stecker

806625FX

RI-ACCU, rechargeable battery, 2.5 V, for type AA battery handle

RI-ACCU, Akku 2,5 V für Batterie-Handgriff Typ AA, 2,5 V



Small Handle, for type AA batteries

Kleiner Handgriff, für Batterien Typ AA



Speculum for Otoscope, ri-mini and r-scope series, 10 pcs. reusable

Ohrtrichter für Otoskope, ri-mini und r-scope, 10 Stck. wiederverwendbar

Size
Größe

806761FX	2 mm
806762FX	2,5 mm
806763FX	3 mm
806764FX	4 mm
806765FX	5 mm



Speculum for Otoscope, ri-mini and r-scope series, 100 pcs. single use

Ohrtrichter für Otoskope, ri-mini und r-scope, 10 Stck. einmalig verwendbar

Size
Größe

806751FX	2 mm
806752FX	2,5 mm
806753FX	3 mm
806754FX	4 mm
806755FX	5 mm



806870FX

Otoscope Set, RI-SCOPE, HL 2.5V, incl.

- Otoscope L3, (FO) fiber optic illumination, with specula ejection and operation lens with 4-fold magnification and glass mini optic for easy instrument insertion
- C-type battery handle for 2 C type batteries or ri-accu NiMH
- 4 reusable specula (black), in sizes of 2-5 mm
- 3 single use specula (blue), in sizes 2 and 4 mm
- Hard case and spare bulb HL 2.5 V

Otoskop-Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V, inkl.

- Otoskop L3, Fiberoptik zur optimalen Beleuchtung, mit Spekula-Abwurfvorrichtung und Operationslupe mit 4-fach-Vergrößerung und Minioptik für erleichterte Instrumenteneinführung
- C-Typ Batterie Handgriff für 2 C-Batterien oder ri-accu NiMH
- 4 mehrfach verwendbare Spekula (schwarz), Größen 2-5mm
- Je 3 einmal verwendbare Spekula (blau), Größen 2 und 4 mm
- Etui und Ersatzlampe HL 2,5 V

Batteries not included

Batterien im Set nicht enthalten



806880FX

Oto-Ophthalmoscope Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V, incl.

- Otoscope L3, (FO) fiber optic illumination, with specula ejection and operation lens with 4-fold magnification and glass mini optic for easy instrument insertion
- Ophthalmoscope L2, (FO) enhanced basic model, with red-free, blue filter and polarization filter
- C-type battery handle for 2 C type batteries or ri-accu NiMH
- 4 reusable specula (black), in sizes of 2-5 mm
- 3 single use specula (blue), in sizes 2 and 4 mm
- Hard case and 2 spare bulbs HL 2.5 V

Oto-Ophthalmoskop-Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V, inkl.

- Otoskop L3, (FO) Fiberoptik zur optimalen Beleuchtung, mit Spekula-Abwurfvorrichtung und Operationslupe mit 4-fach Vergrößerung und Minioptik für erleichterte Instrumenteneinführung
- Ophthalmoskop L2, (FO) erweitertes Basismodell, mit zuschaltbarem Rotfreifilter, Blaufilter und Polarisationsfilter
- C-Typ Batterie Handgriff für 2 C-Batterien oder ri-accu NiMH
- 4 mehrfach verwendbare Spekula (schwarz), Größen 2-5mm
- je 3 einmal verwendbare Spekula (blau), Größen 2 und 4 mm
- Etui und 2 Ersatzlampen HL 2,5 V



806830FX

ENT-Set, RI-SCOPE, HL 2.5 V, incl.

- Otoscope L3, (FO) fiber optic illumination, with specula ejection and operation lens with 4-fold magnification and glass mini optic for easy instrument insertion
- Nasal speculum, (FO) incl. swivel lens w. 2.5-fold magnification
- Tongue blade holder, (FO) incl. slide attachment of wooden tongue depressors
- C-type battery handle for 2 C type batteries or ri-accu NiMH
- 4 reusable specula (black), in sizes of 2-5 mm
- 3 single use specula (blue), in sizes 2 and 4 mm
- Hard case and spare bulb HL 2.5 V

HNO-Set, RI-SCOPE, HL 2,5 V, inkl.

- Otoskop L3, (FO) Fiberoptik zur optimalen Beleuchtung, mit Spekula-Abwurfvorrichtung und Operationslupe mit 4-fach-Vergrößerung und Minioptik für erleichterte Instrumenteneinführung
- Nasenspekulum, (FO) mit schwenkbare Linse mit 2,5 facher Vergrößerung
- Zungenspatelhalter, (FO) mit Schiebvorrichtung zum Fixieren eines Holzmundspatels
- C-Typ Batterie Handgriff für 2 C-Batterien oder ri-accu NiMH
- 4 mehrfach verwendbare Spekula (schwarz), Größen 2-5mm
- je 3 einmal verwendbare Spekula (blau), Größen 2 und 4 mm
- Etui und Ersatzlampe HL 2,5 V



Nasal Speculum

Nasenspekulum



Nasal Speculum

Nasenspekulum

Batteries not included

Batterien im Set nicht enthalten



806850FX

Diagnostic-Set, RI-SCOPE DE LUXE, HL 2.5 V, incl.

- Otoscope L3, (FO) fiber optic illumination, with specula ejection and operation lens with 4-fold magnification and glass mini optic for easy instrument insertion
- Ophthalmoscope L2, (FO) enhanced basic model, with red-free, blue filter and polarization filter
- Nasal speculum, (FO) incl. swivel lens w. 2.5-fold magnification
- Tongue blade holder, (FO) incl. slide attachment of wooden tongue depressors
- Light conductor, (FO) incl. 2 laryngeal mirrors size 3 and 4
- C-type battery handle for 2 C type batteries or ri-accu NiMH
- 4 reusable specula (black), in sizes of 2-5 mm
- 3 single use specula (blue), in sizes 2 and 4 mm
- Hard case and spare bulb HL 2.5 V

Diagnose-Set, RI-SCOPE DE LUXE, HL 2,5 V, inkl.

- Otoskop L3, (FO) Fiberoptik zur optimalen Beleuchtung, mit Spekula-Abwurfvorrichtung und Operationslupe mit 4-fach Vergrößerung und Minioptik für erleichterte Instrumenteneinführung
- Ophthalmoskop L2, (FO) erweitertes Basismodell, mit zuschaltbarem Rotfreifilter, Blaufilter und Polarisationsfilter
- Nasenspekulum, (FO) mit schwenkbare Linse mit 2,5 facher Vergrößerung
- Zungenspatelhalter, (FO) mit Schiebvorrichtung zum Fixieren eines Holzmundspatels
- Lichtträger (FO), inkl. 2 Larynxspiegeln Fig. 3 und 4
- C-Typ Batterie Handgriff für 2 C-Batterien oder ri-accu NiMH
- 4 mehrfach verwendbare Spekula (schwarz), Größen 2-5mm
- Je 3 einmal verwendbare Spekula (blau), Größen 2 und 4 mm
- Etui und Ersatzlampe HL 2,5 V

Batteries not included

Batterien im Set nicht enthalten

806626FX

Charger for RI-ACCU, for re-chargeable batteries 806625FX and 806825FX, 230 V, EU-cord

Ladegerät für RI-ACCU, für aufladbare Batterien 806625FX und 806825FX, 230V, EU-Stecker



806825FX

RI-ACCU, rechargeable battery, 2.5 V, for type C battery handle

RI-ACCU, Akku 2,5 V für Batterie-Handgriff Typ C, 2,5 V

Handle for C-type batteries

Handgriff für Batterien C-Typ



806829FX

Spare bulbs, HL 2.5 V, for ri-scope Otoscopes L1, pack of 6 pcs.

Ersatzlampen, HL 2,5 V, für ri-scope Otoskope L1, 6 Stck.

806629FX

Spare bulbs, HL 2.5 V, for ri-scope (FO) Otoscopes L2/L3, light conductor, nasal speculum and tongue blade holder, pack of 6 pcs.

Ersatzlampen, HL 2,5 V, für ri-scope (FO) Otoskope L2/L3, Lichtleiter, Nasenspekulum, Zungenspatelhalter, 6 Stck.

806630FX

Spare bulbs, HL 2.5 V, for ri-scope Ophthalmoscopes, pack of 6 pcs.

Ersatzlampen, HL 2,5 V, für ri-scope Ophthalmoskope, 6 Stck.

NEW!

Sets now available with bright LED (white) illumination

NEU!

Alle Sets sind nun auch mit heller LED Beleuchtung (weiß) verfügbar

Otosopes

Otoskope



Ear Specula, black plastic, for multiple use (for Otoscope L3, ejectable), autoclavable

Ohrspekula, schwarzer Kunststoff, für den mehrfachen Gebrauch (für Otoskope L3 mit Abwurf), autoklavierbar

	Size Größe	Usage Gebrauch	Pack of Packung mit	Compatible with Passend für
806771FX	2 mm	multiple / mehrfach	10 pcs / Stck	ri-scope L3
806772FX	2,5 mm	multiple / mehrfach	10 pcs / Stck	ri-scope L3
806773FX	3 mm	multiple / mehrfach	10 pcs / Stck	ri-scope L3
806774FX	4 mm	multiple / mehrfach	10 pcs / Stck	ri-scope L3
806775FX	5 mm	multiple / mehrfach	10 pcs / Stck	ri-scope L3



Ear Specula, blue plastic, for single use only (for Otoscope L3, ejectable)

Ohrspekula, blauer Kunststoff, nur für den einmaligen Gebrauch (für Otoskope L3 mit Abwurf)

	Size Größe	Usage Gebrauch	Pack of Packung mit	Compatible with Passend für
806741FX	2 mm	single / einmal	100 pcs / Stck	ri-scope L3
806742FX	2,5 mm	single / einmal	100 pcs / Stck	ri-scope L3
806743FX	3 mm	single / einmal	100 pcs / Stck	ri-scope L3
806744FX	4 mm	single / einmal	100 pcs / Stck	ri-scope L3
806745FX	5 mm	single / einmal	100 pcs / Stck	ri-scope L3

Ear Probes, Ear Loops and Curettes

Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten



021100FX **Ear Probe by STACKE**, silver plated, overall length 110 mm
Ohrsonde nach STACKE, Neusilber, Gesamtlänge 11 cm

021200FX **Same**, but silver
Gleich, aber silber



021300FX **Ear Probe by STACKE-FRENZEL**, silver, angled tip, overall length 90 mm
Ohrsonde nach STACKE-FRENZEL, silber, abgewinkelt, Gesamtlänge 9 cm



022112FX **Cotton Applicator by FARRELL**, stainless, serrated, Ø 1.2 mm, overall length 120 mm
Watteträger nach FARRELL, Edelstahl, geriffelt, Ø 1,2 mm, Gesamtlänge 12 cm

022114FX **Same**, but overall length 140 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 14 cm

022116FX **Same**, but overall length 160 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 16 cm



022312FX **Cotton Applicator by FARRELL**, stainless, Ø 1.2 mm, overall length 120 mm, triangular
Watteträger nach FARRELL, Edelstahl, Ø 1,2 mm, Gesamtlänge 12 cm, dreikant

022314FX **Same**, but overall length 140 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 14 cm

022316FX **Same**, but overall length 160 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 16 cm



022511FX **Cotton Applicator**, very delicate, Ø 0.7 mm, overall length 110 mm, stainless, twisted end
Attikus-Watteträger mit Gewinde, besonders zart, Ø 0,7 mm, Gesamtlänge 11 cm, Edelstahl

022515FX **Same**, but overall length 150 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 15 cm

Ear Probes, Ear Loops and Currettes Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten



022612FX **Cotton Applicator by FROHN**, stainless, Ø 1.0 mm, overall length 120 mm, twisted end
Watteträger nach FROHN, Ø 1,0 mm, Gesamtlänge 12 cm Edelstahl, spiralförmig gerieft

022614FX **Same**, but overall length 140 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 14 cm

022616FX **Same**, but overall length 160 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 16 cm



022712FX **Cotton Applicator**, stainless, Ø 1.5 mm, overall length 120 mm, triangular serrated
Watteträger, Edelstahl, Ø 1,5 mm, Gesamtlänge 12 cm, dreikantig geriffelt

022714FX **Same**, but overall length 140 mm
Gleich, aber Gesamtlänge 14 cm



022818FX **Applicator/Curette by JOBSON-HORNE**, Ø 1.5 mm, overall length 180 mm
Watteträger/Kürette nach JOBSON-HORNE, Ø 1,5 mm, Gesamtlänge 18 cm



023101FX **Ear Loop by BILLEAU**, straight, overall length 165 mm, size 1 (3.5 x 5 mm)
Ohrschlinge nach BILLEAU, gerade, Gesamtlänge 16,5 cm, Fig. 1 (3,5 x 5 mm)

023102FX **Same**, but size 2 (4 x 6.5 mm)
Gleich, aber Fig. 2 (4 x 6,5 mm)

023103FX **Same**, but size 3 (4.5 x 8.5 mm)
Gleich, aber Fig. 3 (4,5 x 8,5 mm)

Ear Probes, Ear Loops and Curettes Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten



023301FX



Ear Loop by SNELLEN, curved, serrated, overall length 150 mm, size 1

Ohrschlinge nach SNELLEN, gebogen, gerieft, Gesamtlänge 15 cm, Fig. 1

023302FX



Same, but size 2

Gleich, aber Fig. 2

023303FX



Same, but size 3

Gleich, aber Fig. 3



023401FX



Ear Curette by SHAPLEIGH, curved, serrated, overall length 165 mm, size 1

Ohrschlinge nach SHAPLEIGH, gebogen, gerieft, Gesamtlänge 16,5 cm, Fig. 1

023402FX



Same, but size 2

Gleich, aber Fig. 2



023501FX



Ear Hook by DAY, overall length 150 mm, size 1, 2.0 mm

Ohrhäckchen nach DAY, Gesamtlänge 15 cm Fig. 1, 2,0 mm

023502FX



Same, but size 2, 2.5 mm

Gleich, aber Fig. 2, 2,5 mm



023601FX



Ear Hook by LUCAE, overall length 140 mm, size 1, 2.0 mm

Ohrhäckchen nach LUCAE, Gesamtlänge 14 cm, Fig. 1, 2,0 mm

023602FX



Same, but size 2, 2.5 mm

Gleich, aber Fig. 2, 2,5 mm

023603FX



Same, but size 3, 3.0 mm

Gleich, aber Fig. 3, 3,0 mm

Ear Probes, Ear Loops and Curettes Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten



Ear Hook by WAGENER, ball-end, overall length 155 mm

Ohrhäckchen nach WAGENER, mit Knopf, Gesamtlänge 15,5 cm

	Size Fig.	Ball-end Knopf	
023701FX	1	1.5 mm, Ø 0.7 mm	
023702FX	2	2.0 mm, Ø 0.8 mm	
023703FX	3	2.5 mm, Ø 0.85 mm	
023704FX	4	3.5 mm, Ø 1.0 mm	
023705FX	5	4.0 mm, Ø 1.0 mm	



023801FX

Ear Hook, w/o ball-end, 1.5 mm, Ø 1.2 mm, overall length 155 mm

Ohrhäckchen, ohne Knopf, 1,5 mm, Ø 1,2 mm, Gesamtlänge 15,5 cm



023802FX

Same, but 2.3 mm

Gleich, aber 2,3 mm



023803FX

Ear Hook, probe, ball-end, 45°, 2.5 mm Ø 0.7 mm, overall length 155 mm

Ohrhäckchen, mit Knopf, 45°, 2,5 mm Ø 0,7 mm Gesamtlänge 15,5 cm



023901FX

Ear Hook by LILLIE, ball-end, 4 mm, Ø 1.2 mm, overall length 173 mm

Ohrhäckchen nach LILLIE, mit Knopf, 4 mm, Ø 1,2 mm, Gesamtlänge 17,3 cm



Ear Probes, Ear Loops and Curettes Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten



024000FX **Ear Hook / Spoon by GROSS**, pointed tip 2.5 mm, spoon 4.6 mm, overall length 130 mm
Ohrhäckchen /-löffel nach GROSS, spitzer Haken 2,5 mm, Löffel 4,6 mm, Gesamtlänge 13 cm

024001FX **Same**, but blunt hook
Gleich, aber stumpfer Haken



024116FX **Ear Spatula by MOLDENHAUER**, width 2.5 mm, overall length 160 mm
Ohrhebel nach MOLDENHAUER, Breite 2,5 mm, Gesamtlänge 16 cm



024200FX **Ear Spatula by ZAUFAL**, width 3 mm, overall length 160 mm
Ohrhebel nach ZAUFAL, Breite 3 mm, Gesamtlänge 16 cm



024300FX **Gauze Applicator by BLOCH**, overall length 110 mm
Ohrstopfer nach BLOCH, Gesamtlänge 11 cm



024400FX **Gauze Applicator "Großhadern"**, overall length 175 mm
Ohrstopfer "Großhadern", Gesamtlänge 17,5 cm

Ear Probes, Ear Loops and Curettes Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten



Ear Curette by BUCK, blunt,
 overall length 150 mm

Ohrkürette nach BUCK, stumpf,
 Gesamtlänge 15 cm

Ear Curette by BUCK, sharp,
 overall length 150 mm

Ohrkürette nach BUCK, scharf,
 Gesamtlänge 15 cm

Size
Fig.

025120FX	00		1.5 mm
025110FX	0		2.0 mm
025101FX	1		2.5 mm
025102FX	2		3.2 mm
025103FX	3		4.0 mm

Size
Fig.

025220FX	00		1.5 mm
025210FX	0		2.0 mm
025201FX	1		2.5 mm
025202FX	2		3.2 mm
025203FX	3		4.0 mm

90 mm



Ear Curette, angled, 35° up-curved,
 blunt, working length 90 mm

Ohrkürette, kniegebogen, 35° nach
 oben abgewinkelt stumpf,
 Arbeitslänge 9 cm

Size
Fig.

025400FX	0
025401FX	1
025402FX	2
025403FX	3

Ear Probes, Ear Loops and Curettes Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten



037100FX **Ear Polypus Snare by KRAUSE**, overall length 180 mm
 Ohrpolypenschnürer nach KRAUSE, Gesamtlänge 18 cm



037300FX **Ear Polypus Snare by LANGE-WILDE**, overall length 180 mm
 Ohrpolypenschnürer nach LANGE-WILDE, Gesamtlänge 18 cm



037600FX **Snare-Wires**, shaped, for Ear Polypus Snares, 0.2 mm, in bundles of 100 pieces
Schnürdrähte für Ohrpolypenschnürer, geformt, 0,2 mm stark, im Bündel zu 100 Stück

037700FX **Same**, but in bundles of 12 pieces
Gleich, aber im Bündel zu 12 Stück

Ear Probes, Ear Loops and Curettes Ohrsonden, Ohrschlingen und Küretten

031100FX



Ear Tampon Forceps by HARTMANN, slender,
 working length 60 mm,


Ohrtamponzängchen nach HARTMANN, schlank,
 Nutzlänge 6 cm

031200FX



Same, but very delicate

Gleich, aber extra schlank




032111FX



Ear Dressing Forceps by TROELTSCH, delicate, overall
 length 110 mm

Ohrpinzette nach TROELTSCH,
 anatomisch fein, Gesamtlänge
 11 cm




032113FX



Same, but overall length 130 mm


Gleich, Gesamtlänge 13 cm



032118FX

Same, but overall length 180 mm

Gleich, Gesamtlänge 18 cm



Ear Forceps / Dressing Forceps Ohrzängchen / Anatomische Ohrpinzetten

032414FX



Ear Dressing Forceps by LUCAE, bayonet shape, overall length 140 mm

Ohrpinzette nach LUCAE, anatomische Bajonettform, Gesamtlänge 14 cm

60 mm



032424FX



Same, but very delicate

Gleich, aber besonders schlank

100 mm



032618FX

Same, but TC (tungsten carbide), overall length 180 mm

Gleich, aber HM (Hartmetall), Gesamtlänge 18 cm

032416FX



Ear Dressing Forceps by JANSEN, anat. bayonet shape, overall length 160 mm

Ohrpinzette nach JANSEN, anatomische Bajonettform, Gesamtlänge 16 cm

80 mm



032426FX



Same, but very delicate

Gleich, aber besonders schlank

100 mm



032419FX

Dressing Forceps by GRÜNWALD, bayonet shape, overall length 190 mm

Anatomische Pinzette nach GRÜNWALD, Bajonettform, Gesamtlänge 19 cm

Ear Forceps / Dressing Forceps Ohrzängchen / Anatomische Ohrpinzetten



Ear Forceps by HARTMANN, straight,
 serrated, working length 80 mm

Ohrzängchen nach HARTMANN,
 gerade, gerieft, Nutzlänge 8 cm

Size / Maß

026100FX	0.8 x 8 mm	
026200FX	0.8 x 6 mm	1 x 2 teeth / Zähne
026210FX	0.8 x 10 mm	

026300FX

Ear Forceps by HARTMANN-WULLSTEIN,
 straight, serrated, 0.8 x 6 mm, working length 80 mm


Ohrzängchen nach HARTMANN-WULLSTEIN,
 gerade, gerieft, 0,8 x 6 mm, Nutzlänge 8 cm



026400FX

Ear Forceps by DUCKBILL, flat jaws,
 2.5 x 6 mm, serrated, working length 80 mm

Ohrzängchen nach DUCKBILL,
 schnabelförmiges Maul, 2,5 x 6 mm,
 flach-gerieft, Nutzlänge 8 cm




Ear Forceps by HARTMANN,
 straight, round cup jaws ø 1.5 mm,
 working length 80 mm

Ohrzängchen nach HARTMANN,
 gerade, runder Löffel ø 1,5 mm,
 Nutzlänge 8 cm

Ø Size / Ø Maß **Tip design/ Form**

027101FX	1.5 mm	round cup / Löffel
027102FX	2.0 mm	round cup / Löffel
027103FX	2.5 mm	round cup / Löffel
027104FX	3.0 mm	round cup / Löffel



Ear Forceps / Dressing Forceps Ohrzängchen / Anatomische Ohrpinzetten

027600FX



Ear Forceps by HARTMANN-HOFFMANN, straight, round cupped jaws, Ø 2.0 mm, through-cutting, working length 80 mm

Ohrzängchen nach HARTMANN-HOFFMANN, gerade, Löffel rund, Ø 2,0 mm, durchschneidend, Nutzlänge 8 cm


027700FX



Ear Forceps by HARTMANN-HOFFMANN, curved up, round cupped jaws, Ø 2.0 mm, through-cutting, working length 80 mm

Ohrzängchen nach HARTMANN-HOFFMANN, aufgebogen, Löffel rund, Ø 2,0 mm, durchschneidend, Nutzlänge 8 cm

80 mm




028100FX



Ear Forceps by STRUEMPEL, straight, oval cup jaws, 2.5 x 6.5 mm, fenestrated, working length 80 mm

Ohrzängchen nach STRUEMPEL, gerade, ovale Löffel, 2,5 x 6,5 mm, gefenstert, Nutzlänge 8 cm

028101FX



Same, but 45° upcurved

Gleich, aber 45° aufgebogen

028102FX



Same, but 90° upcurved

Gleich, aber 90° aufgebogen

80 mm



029100FX



Ear Forceps by WULLSTEIN-BLAKESLEY, straight tube shaft, working length 100 mm

Ohrzängchen nach WULLSTEIN-BLAKESLEY, gerader Rohrschaft, Nutzlänge 10 cm


100 mm



Tympanum Perforators, Ear Knives Parazentesenadeln, Ohrmesser



033100FX



Tympanum Perforator by POLITZER, angled, tip 5 x 2 mm, overall length 160 mm

Parazentesenadel nach POLITZER, kniegebogen, Spitze 5 x 2 mm, Gesamtlänge 16 cm



034100FX



Tympanum Perforator by LUCAE, bayonet, tip 5 x 2 mm, overall length 185 mm

Parazentesenadel nach LUCAE, bajonett gebogen, Spitze 5 x 2 mm, Gesamtlänge 18,5 cm




033200FX



Myringotomy Knife, straight, overall length 165 mm

Parazentesenadel, gerade, Gesamtlänge 16,5 cm



033300FX




Ear Knife by FRIESNER, with protection tube, complete

Ohrmesser nach FRIESNER, mit Schutzhülse, komplett

033400FX

Knife Blade only


Messer allein



033500FX

Ear Knife by ROYCE, angled, up-cutting, tip 9 x 2.5 mm, overall length 160 mm


Ohrmesser nach ROYCE, abgewinkelt, aufwärts schneidend, Spitze 9 x 2,5 mm, Gesamtlänge 16 cm



033600FX

Same, but down-cutting


Gleich, aber abwärts schneidend



033700FX

Ear Knife by ROYCE, bayonet, up-cutting, tip 9 x 2.5 mm, overall length 180 mm

Ohrmesser nach ROYCE, bajonett, aufwärts schneidend, Spitze 9 x 2,5 mm, Gesamtlänge 18 cm



033800FX

Same, but down-cutting

Gleich, aber abwärts schneidend

Tympanum Perforators, Ear Knives

Parazentesenadeln, Ohrmesser

034400FX

Handle for ROYCE blades 034401FX and 034402FX, 100 mm

Handgriff für ROYCE Messeraufsätze 034401FX und 034402FX, 10 cm

034401FX

Blade by ROYCE, angled, straight oval blade, working length 70 mm

Messeraufsatz nach ROYCE, kniegebogen, Messer oval, gerade, Arbeitslänge 7 cm

034402FX

Blade by ROYCE, angled, curved blade, working length 70 mm

Messeraufsatz nach ROYCE, kniegebogen, Schneide gebogen, Arbeitslänge 7 cm

033900FX

Ear Knife by ROYCE, clasp knife complete, incl. handle and straight blade

Ohrmesser nach ROYCE, komplett, Klappgriff mit geradem Messeraufsatz

033901FX

Handle only, for ROYCE blades 033902FX and 033903FX

Handgriff alleine, für ROYCE Messeraufsätze 033902FX und 033903FX

033902FX

Blade by ROYCE, only, straight

Messeraufsatz nach ROYCE, allein, gerade

033903FX

Blade by ROYCE, only, straight

Messeraufsatz nach ROYCE, allein, gebogen

033904FX

Lance Blade, only, straight

Lance-Messeraufsatz, allein, gerade

034801FX

Ear Knife by POLITZER, straight, tip 10 x 2 mm, overall length 160 mm

Ohrmesser nach POLITZER, gerade, Spitze 10 x 2 mm, Gesamtlänge 16 cm

034802FX

Same, but curved

Gleich, aber gebogen

035100FX

Ear Knife Set complete, handle with 6 disposable knives

Ohrmesser-Set komplett, Handgriff mit 6 auswechselbaren Messern

035101FX

Handle only

Handgriff allein

035102FX


Blades only (6 pieces)




Messer allein (6 Stück)

Suction Tubes Saugrohr

Suction Tube by VERHOEVEN, angled,
working length 90 mm


Absaugrohr nach VERHOEVEN,
kniegebogen, Nutzlänge 9 cm



	Ø Size (mm) Ø Größe (mm)	Distal tip Distales Ende	
035300FX	2,0	straight / gerade	
035303FX	2,0	curved up / nach oben	
035304FX	2,0	curved down / nach unten	
035400FX	1.5	straight / gerade	
035403FX	1.5	curved up / nach oben	
035404FX	1.5	curved down / nach unten	
035500FX	3.0	straight / gerade	

Suction Tube by NIJMEGEN, angled


Absaugrohr nach NIJMEGEN, kniegebogen



	Ø Size (mm) Ø Größe (mm)	Working length (mm) Nutzlänge (mm)
036110FX	1.0	70
036115FX	1.5	70
036120FX	2.0	70
036125FX	2.5	70
036130FX	3.0	70
036140FX	4.0	70

Suction Tube, angled, conical LUER

Absaugrohr, kniegebogen, LUER konisch



	Ø Size (mm) Ø Größe (mm)	Working length (mm) Nutzlänge (mm)
036610FX	1.0	90
036615FX	1.5	90
036620FX	2.0	90
036630FX	3.0	110
036640FX	4.0	110
036650FX	5.0	110

Suction Tubes Saugrohre

Suction Tube by BARNES, angled,
conical LUER

Absaugrohr nach BARNES, knie-
gebogen, LUER konisch




	Ø Size (mm) Ø Größe (mm)	Working length (mm) Nutzlänge (mm)
--	-----------------------------	---------------------------------------

036715FX	1.5	50
036717FX	1,7	50
036720FX	2.0	50
036730FX	3.0	50


Suction Tube, angled, working length
115 mm, conical LUER

Saugrohr, kniegebogen, Arbeitslänge
11,5 cm, LUER konisch



	Ø Size (mm) Ø Größe (mm)	Working length (mm) Nutzlänge (mm)
--	-----------------------------	---------------------------------------


036830FX	3.0	115
036835FX	3.5	115
036845FX	4.5	130



036900FX

Suction Tube, Ø 3 mm, working
length 175 mm, conical LUER

Saugrohr, Ø 3 mm, Nutzlänge
17,5 cm, LUER konisch



Irrigation / Suction Cannula, Adapters Saug-/ Spülkanülen, Adapter



165102FX

Adapter by WULLSTEIN, stainless steel, LUER cone, length 110 mm

Sauggriff nach WULLSTEIN, rostfreier Stahl, LUER-Konus, Länge 11 cm



165602FX

Adapter by HOUSE, LUER cone, length 52 mm


Sauggriff nach HOUSE, LUER-Konus, Länge 5,2 cm



165603FX


Adapter by HOUSE, stainless steel, LUER cone, length 52 mm

Sauggriff nach HOUSE, rostfreier Stahl, LUER-Konus, Länge 5,2 cm



Suction Cannula by HOUSE, LUER lock, working length 70 mm

Nadelsauger nach HOUSE, LUER-lock, Arbeitslänge 7 cm



Suction Cannula by HOUSE, with mandrin, LUER lock, working length 70 mm

Nadelsauger nach HOUSE, mit Mandrin, LUER-lock, Arbeitslänge 7 cm

Diameter/Durchmesser

166205FX	0.5 mm
166206FX	0.6 mm
166207FX	0.7 mm
166208FX	0.8 mm
166210FX	1.0 mm
166211FX	1.1 mm
166212FX	1.2 mm
166215FX	1.5 mm
166218FX	1.8 mm
166220FX	2.0 mm
166222FX	2.2 mm
166225FX	2.5 mm
166230FX	3.0 mm


Diameter/Durchmesser

166405FX	0.5 mm
166406FX	0.6 mm
166407FX	0.7 mm
166408FX	0.8 mm
166410FX	1.0 mm
166411FX	1.1 mm
166412FX	1.2 mm
166415FX	1.5 mm
166418FX	1.8 mm
166420FX	2.0 mm
166422FX	2.2 mm
166425FX	2.5 mm
166430FX	3.0 mm

3 FR	4 FR	5 FR	6 FR	7 FR	8 FR	9 FR	10 FR	11 FR	12 FR	14 FR	15 FR
											
1,0 mm	1,3 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,3 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,6 mm	4,0 mm	4,6 mm	5,0 mm

Irrigation / Suction Cannula, Adapters

Saug-/ Spülkanülen, Adapter



Suction Cannula, malleable, straight, LUER lock, working length 100 mm

Saugrohr, biegsam, gerade, LUER-lock, Arbeitslänge 7 cm

Diameter/Durchmesser

166305FX	0.5 mm
166307FX	0.7 mm
166310FX	1.0 mm
166313FX	1.3 mm
166315FX	1.5 mm
166320FX	2.0 mm
166325FX	2.5 mm
166330FX	3.0 mm



Suction Cannula by HOUSE, straight, LUER lock, working length 105 mm

Saugrohr nach HOUSE, gerade, LUER-lock, Arbeitslänge 10,5 cm

Diameter/Durchmesser

166607FX	0.7 mm
166609FX	0.9 mm
166612FX	1.2 mm




Suction Applicator by FARRIOR, working length 65 mm, total length 105 mm

Saugrohr nach FARRIOR, Arbeitslänge 6,5 cm, Gesamtlänge 10,5 cm

Diameter Durchmesser

166918FX	18 Gauge (1.0 mm)
166920FX	20 Gauge (0.8 mm)
166922FX	22 Gauge (0.65 mm)



Suction Tube by PLESTER, with cut-off hole, LUER, working length 140 mm

Saugrohr nach PLESTER, mit Unterbrecher, LUER, Arbeitslänge 14 cm

Diameter Durchmesser

Fr/Charr.

167105FX	1.6 mm	5
167107FX	2.3 mm	7
167108FX	2.6 mm	8
167109FX	3.0 mm	9

Irrigation / Suction Cannula, Adapters Saug-/ Spülkanülen, Adapter

Suction Tube by FRAZIER, stainless steel, working length 100 mm

Saugrohr nach FRAZIER, 18/8 Stahl, Arbeitslänge 10 cm



	Fr./Charr.	mm
110106FX	6	2.0 mm
110108FX	8	2.6 mm
110110FX	10	3.3 mm
110112FX	12	4.0 mm

Suction Tube by BARON, working length 75 mm

Saugrohr nach BARON, Nutzlänge 7.5 cm



	Fr./Charr.	mm
034903FX	3	1.0 mm
034905FX	5	1.6 mm
034907FX	7	2.3 mm

Irrigation Tube by WULLSTEIN, silver, LUER, working length 140 mm

Saugrohr nach WULLSTEIN, Silber, LUER, Nutzlänge 14 cm



	Type/Form	Outer/Außen Ø
167600FX	conical/konisch	1.5 mm
167601FX	conical/konisch	1.0 mm
167602FX	conical/konisch	2.0 mm
167701FX	cylindrical/zyindrisch	1.5 mm
167702FX	cylindrical/zyindrisch	2,0 mm



168100FX

Suction Tube by ZÖLLNER,
stainless steel, LUER, including
detachable tip Ø 0.7 mm, working
length 150 mm (including tip)

Saugrohr nach ZÖLLNER,
rostfreier Stahl, LUER, mit Aufsatz
Ø 0,7 mm, Nutzlänge 15 cm (mit
Aufsatz)

Tip by ZÖLLNER only, stainless steel

Aufsatz nach ZÖLLNER alleine,
rostfreier Stahl



Outer/Außen Ø

168205FX	0.5 mm
168206FX	0.6 mm
168207FX	0.7 mm
168208FX	0.8 mm
168209FX	0.9 mm
168212FX	1.2 mm

Irrigation / Suction Cannula, Adapters Saug-/ Spülkanülen, Adapter

Suction / Irrigation Tube by HOUSE,
 cylindrical, LUER, working length 90 mm

Spül- und Saugrohr nach HOUSE,
 zylindrisch, LUER, Nutzlänge 9 cm



Dimension (Suction x Irrigation)
Abmessung (Saugung x Spülung)

168601FX	4.5 x 2.0 mm
168602FX	3.0 x 2.0 mm
168603FX	2.5 x 2.0 mm
168604FX	1.8 x 1.8 mm
168605FX	1.5 x 1.2 mm
168606FX	1.2 x 0.9 mm
168607FX	0.9 x 0.7 mm
168608FX	4.0 x 2.7 mm
168612FX	4.7 x 4.0 mm

169120FX **Suction Tube by SCHUHKNECHT,**
 20 Gauge / 0.9 mm, working length 75 mm

Saugrohr nach SCHUHKNECHT,
 20 Gauge / 0,9 mm, Arbeitslänge 7,5 cm



169124FX **Same, but 24 Gauge / 0.55 mm**
Gleich, aber 24 Gauge / 0,55 mm

Raspatories, Elevators, Chisels

Raspatorien, Elevatorien, kleine Meißel

105100FX

Periost Raspatory by FARABOEUF, width 13 mm, overall length 150 mm


Periost-Raspatorium nach FARABOEUF, Breite 13 mm, Gesamtlänge 15 cm



105200FX

Same, but curved

Gleich, aber gebogen



105211FX

Periost Raspatory by FARABOEUF, width 13 mm, overall length 175 mm

Periost-Raspatorium nach FARABOEUF, Breite 13 mm, Gesamtlänge 17,5 cm



105600FX

Periost Elevator by ADSON, straight, width 9 mm, overall length 170 mm

Periost-Elevatorium nach ADSON, gerade, Breite 9 mm, Gesamtlänge 17 cm



105709FX

Elevator by JANSEN, width 9 mm, overall length 195 mm

Elevatorium nach JANSEN, Breite 9 mm, Gesamtlänge 19,5 cm



105714FX

Same, but width of 14 mm

Gleich, aber Breite von 14 mm

105806FX

Elevator by EICKEN, width 6 mm, overall length 195 mm

Elevatorium nach EICKEN, Breite 6 mm, Gesamtlänge 19,5 cm



Raspatories, Elevators, Chisels

Raspatorien, Elevatorien, kleine Meißel

Elevator by LEMPERT,
 narrow blade, overall
 length 170 mm



Raspatorium nach LEMPERT,
 schlankes Arbeitsteil,
 Gesamtlänge 17 cm

Width / Breite

108101FX	2 mm
108102FX	3 mm
108103FX	4 mm
108104FX	5 mm



108200FX

Periost Knife by MUCK,
 overall length 130 mm



Periostmesser nach MUCK,
 Gesamtlänge 13 cm

161600FX

Elevator by WULLSTEIN, slender
 size, slightly curved, width 4 mm
 working length 160 mm



Elevatorium nach WULLSTEIN,
 schmale Ausführung, leicht gebogen,
 Breite 4 mm, Arbeitslänge 16 cm



161601FX

Elevator by WULLSTEIN, large size,
 slightly curved, width 5.5 mm
 working length 160 mm



Elevatorium nach WULLSTEIN,
 breite Ausführung, leicht gebogen,
 Breite 5,5 mm, Arbeitslänge 16 cm

Raspatories, Elevators, Chisels

Raspatorien, Elevatorien, kleine Meißel

161700FX

Duckbill Elevator by SHAMBOUGH-DERLACKI, slightly curved, width 3 mm, overall length 165 mm

Raspatorium nach SHAMBOUGH-DERLACKI, leicht gebogen, Breite 3 mm, Gesamtlänge 16,5 cm



161800FX

Elevator by PLESTER, width 8 mm, overall length 180 mm

Elevatorium nach PLESTER, Breite 8 mm, Gesamtlänge 18 cm



161900FX

Dura Elevator by FISCH, width 5 mm, overall length 170 mm

Dura-Raspatorium nach FISCH, Breite 5 mm, Gesamtlänge 17 cm



329103FX

Scalpel Handle, No. 3

Skalpelli-Handgriff, Nr. 3



Scalpel Blades, sterile, pack of 100 pcs.

Skapellklingen, steril, Packung zu 100 St.

Size / Fig.

329110FX	10
329111FX	11
329112FX	12
329115FX	15



Raspatories, Elevators, Chisels

Raspatorien, Elevatorien, kleine Meißel

Gouge by TRAUTMANN (PARTSCH),
 overall length 140 mm

Hohlmeißel nach TRAUTMANN (PARTSCH), Gesamtlänge 14 cm

Width / Breite

120102FX	2 mm
120104FX	4 mm
120105FX	5 mm
120106FX	6 mm
120108FX	8 mm
120110FX	10 mm
120112FX	12 mm



Chisel by TRAUTMANN (PARTSCH),
 overall length 140 mm

Flachmeißel nach TRAUTMANN (PARTSCH), Gesamtlänge 14 cm

Width / Breite

120202FX	2 mm
120203FX	3 mm
120204FX	4 mm
120206FX	6 mm
120208FX	8 mm
120210FX	10 mm



Mastoid Gouge by BRUENINGS,
 overall length 160 mm

Hohlmeißel nach BRUENINGS, Gesamtlänge 16 cm

Width / Breite

121104FX	4 mm
121106FX	6 mm



Raspatories, Elevators, Chisels

Raspatorien, Elevatorien, kleine Meißel

Mastoid Chisel by BRUENINGS,
 overall length 160 mm

Flachmeißel nach BRUENINGS,
 Gesamtlänge 16 cm



Width / Breite

121204FX	4 mm
121206FX	6 mm
121208FX	8 mm
121210FX	10 mm

121302FX

Haemostatic Chisel by PASSOW,
 square shaped, 2 x 2 mm,
 overall length 120 mm



Blutstillungsmeißel nach PASSOW,
 quadratisch, 2 x 2 mm,
 Gesamtlänge 12 cm



121303FX

Same, but square shaped 3 x 3 mm



Gleich, aber quadratisch 3 x 3 mm



215100FX

Double-ended Elevator by FREER,
 width 4.5 mm, overall length 200 mm
 (USA model)

Doppelelevatorium nach FREER,
 Breite 4,5 mm, Gesamtlänge 20 cm
 (USA Modell)

215200FX

Double-ended Elevator by FREER,
 width 4.3 / 4.6 mm, overall length
 180 mm (standard model)

Doppelelevatorium nach FREER,
 Breite 4,3 / 4,6 mm, Gesamtlänge
 18 cm (Standard Ausführung)



Mastoid Curette by SPRATT,
 overall length 170 mm

Scharfer Löffel nach SPRATT,
 Gesamtlänge 17 cm



Size / Fig.		
142130FX	000	
142120FX	00	
142100FX	0	
142101FX	1	
142102FX	2	
142103FX	3	
142104FX	4	
142105FX	5	

Mastoid Curette by LEMPERT,
 overall length 210 mm, oval shape

Scharfer Löffel nach LEMPERT,
 Gesamtlänge 21 cm, oval



Size / Fig.		
143150FX	00000	
143140FX	0000	
143130FX	000	
143120FX	00	
143110FX	0	
143101FX	1	
143102FX	2	



130100FX

Mallet by HAJEK, all metal, solid,
 overall length 210 mm, 200 g

Hammer nach HAJEK, Metall,
 massiv, Gesamtlänge 21 cm, 200 g



313100FX

Mallet by COTTLE, black handle,
 overall length 180 mm, 335 g

Hammer nach COTTLE, schwarzer
 Griff, Gesamtlänge 18 cm, 335 g



313600FX

Metal Mallet, with nylon facings
 (replaceable), overall length 180 mm,
 320 g

Metallhammer, mit Kunststoffbacken
 (auswechselbar), Gesamtlänge 18 cm,
 320 g

313601FX

Spare Nylon Facings, for 313600
 (pair)

Nylon-Ersatzbacken, für 313500
 (Paar)

Mastoid Curettes, Mallets, Rongeurs Scharfe Löffel, Hämmer, Knochenzangen

131100FX

Rongeur by LUER, slightly curved,
 overall length 150 mm

Knochenzange nach LUER, leicht
 gebogen, Gesamtlänge 15 cm



132100FX

Rongeur by LEMPERT, straight,
 slender, overall length 190 mm

Knochenzange nach LEMPERT,
 gerade, schlank, Gesamtlänge 19 cm



134100FX

Double-Action Rongeur by BEYER,
 slightly curved, overall length 180 mm

**Doppelgelenk-Knochenzange nach
 BEYER**, leicht gebogen,
 Gesamtlänge 18 cm



134300FX

Double-Action Rongeur by RUSKIN,
 slightly curved, strong pattern,
 overall length 180 mm

**Doppelgelenk-Knochenzange nach
 RUSKIN**, leicht gebogen, starke
 Ausführung, Gesamtlänge 18 cm



133100FX

Rongeur by BEYER, curved, with long
 jaws, overall length 180 mm

Knochenzange nach BEYER, gebogen,
 mit schlankem Maulteil, Gesamtlänge
 18 cm



Mastoid Curettes, Mallets, Rongeurs

Scharfe Löffel, Hämmer, Knochenzangen

Rongeur by KERRISON,
 working length 80 mm

Knochenstanze nach KERRISON,
 Nutzlänge 8 cm

	Size / Fig.	Width / Breite	
135100FX	0	3.5 mm	
135101FX	1	4.0 mm	
135102FX	2	4.5 mm	
135103FX	3	5.0 mm	



Ronguer by CITELLI, through cutting,
 working length 80 mm

Knochenstanze nach CITELLI, durch-
 schneidend, Nutzlänge 8 cm

	Size / Fig.	Width / Breite	
137101FX	1	1.5 mm	
137102FX	2	2.0 mm	
137103FX	3	3.0 mm	




139100FX **Atticus Punch by BEYER,** very delicate,
 width 1 mm, working length 90 mm

Attikusstanze nach BEYER, sehr fein,
 Stanzbreite 1 mm, Nutzlänge 9 cm

139200FX **Same,** but width 2 mm

Gleich, aber Stanzbreite 2 mm



Tissue / Dressing Forceps Chirurgische / anatomische Pinzetten

108712FX

Dressing Forceps by SEMKEN, delicate,
 straight, overall length 125 mm

Anatomische Pinzette nach SEMKEN,
 schlank, gerade, Gesamtlänge 12,5 cm



108715FX

Same, but overall length 150 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 15 cm

108812FX

Tissue Forceps by SEMKEN, delicate,
 straight, overall length 125 mm

Chirurgische Pinzette nach SEMKEN,
 schlank, gerade, Gesamtlänge 12,5 cm



108815FX

Same, but overall length 150 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 15 cm

109015FX

Dressing Forceps by McINDOE,
 straight, overall length 150 mm

Anatomische Pinzette nach McINDOE,
 gerade, Gesamtlänge 15 cm



109114FX

Dressing Forceps, standard pattern,
 straight, overall length 145 mm

Anatomische Pinzette, Standard-
 modell, gerade, Gesamtlänge 14,5 cm



109214FX

Tissue Forceps, standard pattern,
 1:2 teeth, straight, overall length
 145 mm

Chirurgische Pinzette, Standard-
 modell, 1:2 Zähne, gerade,
 Gesamtlänge 14,5 cm



Tissue / Dressing Forceps

Chirurgische / anatomische Pinzetten

109310FX	Iris Forceps by GRAEFE , serrated, straight, 0.7 mm, overall length 100 mm Irispinzette nach GRAEFE , anat., gerade, 0,7 mm, Gesamtlänge 10 cm	
109320FX	Same , but curved Gleich , aber gebogen	
109410FX	Iris Forceps by GRAEFE , 1 x 2 teeth, straight, 0.7 mm, overall length 100 mm Irispinzette nach GRAEFE , 1 x 2 Zähne, gerade, 0,7 mm, Gesamtlänge 10 cm	
109420FX	Same , but curved Gleich , aber gebogen	
109515FX	Tissue Forceps by GILLIES , overall length 150 mm Chirurgische Pinzette nach GILLIES , Gesamtlänge 15 cm	
109616FX	Atraumatic Forceps by DeBAKEY , width 1.5 mm, overall length 15 cm Atraumatische Pinzette nach DeBAKEY , Breite 1.5 mm, Gesamtlänge 15 cm	
109716FX	Same , but with 2 mm width Gleich , aber mit einer Breite von 2 mm	
109811FX	Jeweller Forceps , pointed, straight, length 110 mm Uhrmacher-Pinzette , spitz, gerade, Länge 11 cm	
109812FX	Same , but length 120 mm Gleich , aber Länge 12 cm	
109911FX	Same , but curved, length 120 mm Gleich , aber gebogen, Länge 12 cm	

Tissue / Dressing Forceps Chirurgische / anatomische Pinzetten

172100FX

Ossicle Holding Clamp
 by **DERLACKI**, length 12 cm

Gerhörknöchel-Pinzette
 nach **DERLACKI**, Länge 12 cm



172300FX

Atraumatic Forceps by HELMS, pointed, extended frontal part, slender, for better access & visibility, overall length 150 mm

Atraumatische Pinzette nach HELMS, spitz, mit langem schlankem Vorderteil für besseren Zugang und Sicht in der Tiefe, Gesamtlänge 15 cm



325212FX

Dressing Forceps by ADSON, overall length 120 mm

Anatomische Pinzette nach ADSON, Gesamtlänge 12 cm



325312FX

Tissue Forceps by ADSON, 1:2 teeth, overall length 120 mm


Chirurgische Pinzette nach ADSON, 1:2 Zähne, Gesamtlänge 12 cm



Scissors, sharp/sharp

Schere, spitz/spitz

	Shape Form	Overall Length (mm) Gesamtlänge (mm)
177610FX	straight / gerade	105
177710FX	curved / gebogen	105
177812FX	straight / gerade	115
177912FX	curved / gebogen	115
177709FX	straight / gerade	90
177809FX	curved / gebogen	90




177612FX **Scissors**, sharp/sharp, straight, length 115 mm, with Tungsten Carbide inserts (TC)

Also available in ebony finish (black, non-reflecting) on request

Schere, spitz/spitz, gerade, Länge 11.5 cm, mit Hartmetall-Einlage (HM)

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche verfügbar (nicht reflektierend)



177712FX **Same**, but slightly curved

Gleich, aber leicht gebogen

Scissors Scheren

straight
gerade



curved
gebogen



Scissors by JOSEPH, sharp/sharp,
overall length 140 mm

Schere nach JOSEPH, spitz/spitz,
Gesamtlänge 14 cm

	Shape Form	Inserts Einlage
176614FX	straight / gerade	
176714FX	curved / gebogen	
176814FX	straight / gerade	TC / HM
176914FX	curved / gebogen	TC / HM

(TC = Tungsten carbide / HM = Hartmetall)



straight
gerade



curved
gebogen



Scissors, blunt/blunt

Schere, stumpf/stumpf

	Shape Form	Overall Length (mm) Gesamtlänge (mm)
177110FX	straight / gerade	105
177210FX	curved / gebogen	105
177312FX	straight / gerade	115
177412FX	curved / gebogen	115
177112FX	straight / gerade	TC/HM 115
177212FX	curved / gebogen	TC/HM 115

(TC = Tungsten carbide / HM = Hartmetall)



Scissors Scheren



-
- 083412FX** **Scissors**, delicate, sharp/sharp, curved, overall length 120 mm
Schere, fein, spitz/spitz, gebogen, Gesamtlänge 12 cm
-
- 083512FX** **Same**, but sharp/blunt
Gleich, aber spitz/stumpf
-



-
- 169600FX** **Wire Cutter by SCHUHKNECHT**, serrated, overall length 100 mm
Drahtscherchen nach SCHUHKNECHT, gezahnt, Gesamtlänge 10 cm
-



-
- 338814FX** **Scissors by KILNER**, curved, flat end, overall length 140 mm (for the elevation of the Tympanic Membrane)
Schere nach KILNER, gebogen, flaches Ende, Gesamtlänge 14 cm (zum Abpräparieren des Trommelfells)
-



Dissecting Scissors by LEXER,
 delicate, overall length 160 mm

Präparierschere nach LEXER,
 fein, Gesamtlänge 16 cm

	Shape Form	Inserts Einlage
112316FX	straight / gerade	
112326FX	straight / gerade	TC / HM
112416FX	curved / gebogen	
112426FX	curved / gebogen	TC / HM

(TC = Tungsten carbide / HM = Hartmetall)



442114FX

442314FX

442114FX

Dissecting Scissors by METZENBAUM,
curved, overall length 145 mm

Präparierschere nach METZENBAUM,
gebogen, Arbeitslänge 14.5 cm

442314FX

Same, but with Tungsten Carbide
Inserts (TC)

Gleich, mit Hartmetall-Einlage (HM)

113115FX



Needle Holder by CRILE-WOOD,
with Tungsten Carbide Inserts (TC) ,
overall length 150 mm

Nadelhalter nach CRILE-WOOD,
mit Hartmetall-Einlage (HM),
Gesamtlänge 15 cm



Retractors by WULLSTEIN,
Wundsperrer nach WULLSTEIN,

	3 x 3 Prongs 3 x 3 Zähne	Overall length (mm) Gesamtlänge (mm)
100111FX	sharp / scharf	110
100113FX	sharp / scharf	130
100116FX	sharp / scharf	160
100211FX	blunt / stumpf	110
100213FX	blunt / stumpf	130
100216FX	blunt / stumpf	160



Retractor by WEITLANER,
Wundsperrer nach WEITLANER,

	2 x 3 Prongs 2 x 3 Zähne	Overall length (mm) Gesamtlänge (mm)
100311FX	sharp / scharf	110
100411FX	blunt / stumpf	110

	3 x 4 Prongs 3 x 4 Zähne	Overall length (mm) Gesamtlänge (mm)
100313FX	sharp / scharf	130
100413FX	blunt / stumpf	130
100316FX	sharp / scharf	160
100416FX	blunt / stumpf	160
100320FX	sharp / scharf	200
100420FX	blunt / stumpf	200



100513FX **Retractor by SCHUHKNECHT/FISCH,**
3 x 3 prongs, curved, overall length
130 mm

**Wundsperrer nach SCHUHKNECHT/
FISCH, 3 x 3 Zähne, gebogen,**
Gesamtlänge 13 cm




101111FX **Retractor by PLESTER,**
2 x 2 prongs, length 110 mm

Wundsperrer nach PLESTER,
2 x 2 prongs, length 11 cm

101113FX **Retractor by FISCH,**
2 x 2 prongs, length 130 mm

Wundsperrer nach FISCH,
2 x 2 prongs, length 13 cm



Retractor by PLESTER, 2 prongs & 1 solid blade

Wundsperrer nach PLESTER, 2 Zähne und 1 volles Blatt

	Prong Zähne	Blade Blatt	Overall length (mm) Gesamtlänge (mm)
101211FX	2 prongs right 2 Zähne rechts	solid blade left links volles Blatt	110 110
101213FX	3 prongs right 3 Zähne rechts	solid blade left links volles Blatt	130 130
101311FX	2 prongs left 2 Zähne links	solid blade right rechts volles Blatt	110 110
101313FX	3 prongs left 3 Zähne links	solid blade right rechts volles Blatt	130 130



101401FX **Retractor by HELMS**, 2 prongs right, 1 solid pointed blade left with atraumatic pins, overall length 110 mm

Wundsperrer nach HELMS,
2 Zähne rechts und 1 volles Blatt links, mit atraumatischer Zahnung, Gesamtlänge 11 cm

101402FX **Same**, but 2 prongs left and 1 solid blade right

Gleich, aber 2 Zänge links und 1 volles Blatt rechts



101500FX **Retractor by WILLIGER**, 4 sharp prongs, overall length 130 mm

Wundsperrer nach WILLIGER,
4 scharfe Zähne, Gesamtlänge 13 cm



Retractor by PERKINS, prongs and pointed blade with pins

Wundsperrer nach PERKINS, Zähne und gezahntes Blatt

	Prong Zähne	Blade Blatt	Overall length Gesamtlänge
102411FX	2 prongs right 2 Zähne rechts	pointed blade left gezahntes Blatt links	110 mm 110 mm
102413FX	3 prongs right 3 Zähne rechts	pointed blade left gezahntes Blatt links	130 mm 130 mm
102511FX	2 prongs left 2 Zähne links	pointed blade right gezahntes Blatt rechts	110 mm 110 mm
102513FX	3 prongs left 3 Zähne links	pointed blade right gezahntes Blatt rechts	130 mm 130 mm

101610FX

Self-retaining Retractor, crossed, 4 x 4 blunt prongs, delicate, overall length 100 mm

Wundsperrer selbst-haltend, gekreuzt, 4x4 stumpfe Zähne, zart, Gesamtlänge 10 cm



102717FX **Adjustable Mastoid Retractor by FISCH**, 3 prongs right, solid blade left, overall length 165 mm

Wundsperrerr mit Gelenken nach FISCH, 3 Zähne rechts, links volles Blatt, Gesamtlänge 16,5 cm



102917FX **Vascular Strip Retractor by HOUSE**, 3 prongs right, solid blade with sharp pins left, length 165 mm

Wundsperrerr mit Gelenken nach HOUSE, 3 Zähne rechts, links volles Blatt mit scharfen Stiften, Gesamtlänge 16,5 cm

102817FX **Same**, but 3 prongs left, solid blade right

Gleich, aber 3 Zähne links, volles Blatt rechts

103017FX **Same**, but 3 prongs left, solid blade with sharp pins right

Gleich, aber 3 Zähne links, rechts volles Blatt mit scharfen Stiften



102617FX

Adjustable Mastoid Retractor by FISCH, 3 x 3 prongs, overall length 165 mm, semi-sharp, wide-opening

Wundsperrer mit Gelenken nach FISCH, 3 x 3 Zähne, Gesamtlänge 16,5 cm, halb-sharp, weit-spreizend

102618FX

Same, but blunt, average opening

Gleich, aber stumpf, normal-spreizend

101713FX

Retractor by JANSEN, for endaural Tympanoplasty, fenestrated left blade, 3 prongs right, overall length 130 mm

Wundsperrer nach JANSEN, für die endaurale Tympanoplasty, gefenestertes linkes Blatt, 3 Zähne rechts, Gesamtlänge 13 cm

101813FX

Same, but fenestrated blade right, 3 prongs left

Gleich, aber gefenestertes Blatt rechts, 3 Zähne links



101911FX **Retractor by WIGAND**, for endaural Tympanoplasty, long slender, grooved blade left, 2 prongs right

Wundsperrer nach WIGAND, für die endaurale Tympanoplastik, langes, schmales gerieftes Blatt links, 2 Zähne rechts

102011FX **Same**, but grooved blade right, 2 prongs left

Gleich, aber gerieftes Blatt rechts, 2 Zähne links



103330FX **Adjustable Surgical Speculum by SCHWABER**, short, blade length 30 mm, overall length 165 mm (self-retaining for otological procedures)


Spekulum mit Gelenken nach SCHWABER, kurz, Blattlänge 30 mm, Gesamtlänge 16,5 cm (selbsthaltend, für Eingriffe am Ohr)

103350FX **Same**, but blade length 50 mm

Gleich, aber mit Blattlänge 50 mm

103375FX **Same**, but blade length 75 mm

Gleich, aber mit Blattlänge 75 mm



Round Knife by ROSEN, 45° angled, size 1-7

Rundschnittmesser n. ROSEN, 45° abgewinkelt, Fig. 1-7

	Size/Fig.	Ø (mm)
150101FX	1	2.5
150102FX	2	2.3
150103FX	3	2.0
150104FX	4	1.8
150105FX	5	1.5
150106FX	6	1.2
150107FX	7	1.0

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
verfügbar (nicht reflektierend)

Round Knife by ROSEN, straight, size 1-7

Rundschnittmesser nach ROSEN, gerade, Fig. 1-7

	Size/Fig.	Ø (mm)
150111FX	1	2.5
150112FX	2	2.3
150113FX	3	2.0
150114FX	4	1.8
150115FX	5	1.5
150116FX	6	1.2
150117FX	7	1.0

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
verfügbar (nicht reflektierend)

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors

Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



150600FX

Micro Raspatory, 2.5 x 4.5 mm,
overall length 165 mm

Micro-Raspatorium, 2,5 x 4,5 mm,
Gesamtlänge 16,5 cm



151100FX

Lancet Knife by ROSEN, 2 x 3.5 mm,
overall length 165 mm

Lanzettmesser nach ROSEN,
2 x 3,5 mm, Gesamtlänge 16,5 cm



151600FX

Flap Knife by PLESTER, 2.5 mm,
overall length 16.5 cm

Inzisionsmesser nach PLESTER,
2,5 mm, Gesamtlänge 16,5 cm



152100FX

Roller Knife by SCHUHKNECHT,
Ø 3.2 mm, vertical blade, overall
length 165 mm

Rollmesser nach SCHUHKNECHT,
Ø 3,2 mm, vertikales Schneidblatt,
Gesamtlänge 16,5 cm



152200FX

Roller Knife by SCHUHKNECHT,
Ø 3.2 mm, horizontal blade, overall
length 165 mm

Rollmesser nach SCHUHKNECHT,
Ø 3,2 mm, horizontales Schneidblatt,
Gesamt-länge 16,5 cm



153600FX

Knife by WULLSTEIN,
straight, 1.5 x 7 mm, overall length
165 mm

Sichelmesser nach WULLSTEIN,
gerade, 1,5 x 7 mm, Gesamtlänge
16,5 cm



153700FX

Knife by PLESTER,
curved, 1.5 x 7 mm, overall length
165 mm

Sichelmesser nach PLESTER,
gebogen, 1,5 x 7 mm, Gesamt-
länge 16,5 cm



153800FX

Knife by PLESTER, curved, very
delicate, 1.3 x 6.5 mm, overall length
165 mm

Sichelmesser nach PLESTER,
gebogen, sehr fein, 1,3 x 6,5 mm,
Gesamtlänge 16,5 cm



153900FX

Knife by DORNHOFFER, curved,
very delicate, 1 x 4 mm, overall
length 165 mm


Sichelmesser nach DORNHOFFER,
gebogen, sehr fein, 1 x 4 mm,
Gesamtlänge 16,5 cm

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
verfügbar (nicht reflektierend)

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors

Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



Needle by WULLSTEIN,
 overall length 165 mm

Nadel nach WULLSTEIN,
 Gesamtlänge 16,5 cm

	Shape Form	Tip Spitze
154100FX	straight gerade	sharp scharf
154200FX	straight gerade	blunt stumpf
154300FX	curved long lang gebogen	sharp scharf
154400FX	curved long lang gebogen	blunt stumpf
154500FX	curved short kurz gebogen	sharp scharf
154600FX	curved short kurz gebogen	blunt stumpf
154700FX	slightly curved leicht gebogen	sharp scharf
154800FX	slightly curved leicht gebogen	blunt stumpf



Micro Pick, 90° angled,
 overall length 165 mm

Mikro-Häkchen, 90° abgewinkelt,
 Gesamtlänge 16,5 cm

	Size of distal tip (mm) Größe d. Spitze (mm)
155102FX	0.2
155104FX	0.4
155105FX	0.5
155106FX	0.6
155108FX	0.8
155110FX	1.0
155112FX	1.2
155115FX	1.5
155120FX	2.0

Also available in ebony finish
 (black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter
 Oberfläche verfügbar (nicht reflektierend)

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors

Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



Micro Pick, 45° angled,
overall length 165 mm

Mikro-Häkchen, 45° abgewinkelt,
Gesamtlänge 16,5 cm

Size of distal tip (mm)
Größe d. Spitze (mm)

156102FX	0.2
156104FX	0.4
156106FX	0.6
156108FX	0.8
156110FX	1.0
156112FX	1.2
156115FX	1.5
156120FX	2.0
156125FX	2.5



156200FX

Footplate Hook by ZENNER,
double curved, tip 1 mm, overall
length 165 mm

Fußplattenhäkchen nach ZENNER,
doppelt gebogen, Spitze 1 mm,
Gesamtlänge 16,5 cm



156300FX

Hook by GERLACH, tip 1.25 mm,
overall length 165 mm

Häkchen nach GERLACH, zur
Stepp-Plastik, Spitze 1,25 mm
Gesamtlänge 16,5 cm



156800FX

Footplate Hook by PLESTER,
tip 0.3 mm, overall length
165 mm

Fußplatten-Häkchen nach PLESTER,
Spitze 0,3 mm, Gesamtlänge 16,5 cm

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter
Oberfläche verfügbar (nicht reflektierend)



Prosthesis Introducer by PLESTER,
 overall length 165 mm

Einführungsgabel nach PLESTER, für Hohl-Stapes-
 Ersatz, 16,5 cm

Shape
Form

156900FX	straight / gerade
156945FX	45° angled / 45° abgewinkelt



Micro Needle by SCHUHKNECHT, straight,
 overall length 165 mm

Interpositions-Nadel nach SCHUHKNECHT, gerade,
 Gesamtlänge 16,5 cm

Tip
Spitze

157100FX	sharp / scharf
157200FX	blunt / stumpf

Also available in ebony finish
 (black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter
 Oberfläche verfügbar (nicht reflektierend)

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors

Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



Micro Hook by SCHUHKNECHT, angled,
overall length 165 mm

Häkchen nach SCHUHKNECHT, abgewinkelt,
Gesamtlänge 16,5cm



157404FX,
157407FX



157504FX,
157507FX



158202FX -
158210FX



158302FX -
158310FX



158402FX -
158410FX



158502FX -
158510FX

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärtzter
Oberfläche verfügbar (nicht reflektierend)

	Size of distal tip Größe der Spitze	Angled 20° Abgewinkelt 20°
157404FX	0.4 mm	upward / aufwärts
157504FX	0.4 mm	downward / abwärts
157407FX	0.7 mm	upward / aufwärts
157507FX	0.7 mm	downward / abwärts

	Size of distal tip Größe der Spitze	Angled 90° Abgewinkelt 90°
158202FX	0.2 mm	left / links
158204FX	0.4 mm	left / links
158206FX	0.6 mm	left / links
158208FX	0.8 mm	left / links
158210FX	1.0 mm	left / links

158302FX	0.2 mm	right / rechts
158304FX	0.4 mm	right / rechts
158306FX	0.6 mm	right / rechts
158308FX	0.8 mm	right / rechts
158310FX	1.0 mm	right / rechts

	Size of distal tip Größe der Spitze	Angled 90° Abgewinkelt 90°
158402FX	0.2 mm	upward / aufwärts
158404FX	0.4 mm	upward / aufwärts
158406FX	0.6 mm	upward / aufwärts
158408FX	0.8 mm	upward / aufwärts
158410FX	1.0 mm	upward / aufwärts

158502FX	0.2 mm	downward / abwärts
158504FX	0.4 mm	downward / abwärts
158506FX	0.6 mm	downward / abwärts
158508FX	0.8 mm	downward / abwärts
158510FX	1.0 mm	downward / abwärts

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



**159202FX -
159210FX**



**159302FX -
159310FX**



**159402FX -
159410FX**



**159102FX -
159110FX**

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter
Oberfläche verfügbar (nicht
reflektierend)

Micro Hook by SCHUHKNECHT,
45° angled, overall length 165 mm

Häkchen nach SCHUHKNECHT,
45°abgewinkelt, Gesamtlänge 16,5 cm

	Size of distal tip Größe der Spitze	Angled 45° Abgewinkelt 45°
159202FX	0.2 mm	left / links
159204FX	0.4 mm	left / links
159206FX	0.6 mm	left / links
159208FX	0.8 mm	left / links
159210FX	1.0 mm	left / links

159302FX	0.2 mm	right / rechts
159304FX	0.4 mm	right / rechts
159306FX	0.6 mm	right / rechts
159308FX	0.8 mm	right / rechts
159310FX	1.0 mm	right / rechts

	Size of distal tip Größe der Spitze	Angled 45° Abgewinkelt 45°
159402FX	0.2 mm	upward / aufwärts
159404FX	0.4 mm	upward / aufwärts
159406FX	0.6 mm	upward / aufwärts
159408FX	0.8 mm	upward / aufwärts
159410FX	1.0 mm	upward / aufwärts

159102FX	0.2 mm	downward / abwärts
159104FX	0.4 mm	downward / abwärts
159106FX	0.6 mm	downward / abwärts
159108FX	0.8 mm	downward / abwärts
159110FX	1.0 mm	downward / abwärts

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors

Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



160100FX

Elevator by ROSEN,
width 1.2 mm, overall
length 160 mm

Elavator nach ROSEN,
Breite 1,2 mm,
Gesamtlänge 16 cm

160500FX

Raspatory, oval,
width 1.8 mm,
overall length 160 mm

Raspatorium, oval,
Breite 1,8 mm,
Gesamtlänge 16 cm

160600FX

Dissector, delicate,
double curved towards
right, width 1.4 mm,
overall length 160 mm

Dissektor, fein, doppelt
gebogen rechts, Breite
1,4 mm, Gesamtlänge
16 cm

160700FX

Dissector, delicate,
double curved towards
left, width 1.4 mm,
overall length 160 mm

Dissektor, fein, doppelt
gebogen links, Breite
1,4 mm, Gesamtlänge
16 cm

Also available in ebony finish
[black, non-reflecting] on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter
Oberfläche verfügbar (nicht reflektierend)

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



160800FX

Dissector, large, double curved, right, width 1.9 mm, overall length 160 mm

Dissektor, groß, doppelt gebogen, rechts, Breite 1,9 mm, Gesamtlänge 16 cm



160900FX

Dissector, large, double curved, left, width 1.9 mm, overall length 160 mm

Dissektor, groß, doppelt gebogen, links, Breite 1,9 mm, Gesamtlänge 16 cm



162602FX

Hand Perforator by LARKIN, 0.8 mm, overall length 160 mm

Hand-Perforator nach LARKIN, 0,8 mm, Gesamtlänge 16 cm



156600FX

Stapes Measuring Rod, 0/3.5/4.0/4.5 mm, overall length 160 mm

Stapes Längen-Meßinstrument, 0/3,5/4,0/4,5 mm, Gesamtlänge 16 cm



Dissector by FISCH, double curved, width 1 mm, overall length 160 mm

Dissektor nach FISCH, doppelt gebogen, Breite 1 mm, Gesamtlänge 16 cm

Double curved
doppelt gebogen

163101FX right / rechts

163102FX left / links



Dissector by FISCH, single curved, width 1 mm, overall length 160 mm

Dissektor nach FISCH, einfach gebogen, Breite 1 mm, Gesamtlänge 16 cm

Single curved
einfach gebogen

163103FX right / rechts

163104FX left / links



303900FX

Oil Wet Stone ARKANSAS, wedge-type, dimensions 90 x 40 mm

Abziehstein ARKANSAS, keilförmig, 9 x 4 cm

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter
Oberfläche verfügbar (nicht reflektierend)

Small Ear Knives, Micro-Needles, Dissectors Mikro Ohrmesser, Nadeln, Dissektoren



163105FX

Sickle Knife by FISCH,
 1.6 x 9 mm, overall length
 160 mm

Sichelmesser (Tenotom)
 nach **FISCH**, 1,6 x 9 mm,
 Gesamtlänge 16 cm



163106FX

Stapes Caliper by FISCH,
 0/2.5/3.5/5.0 mm, overall
 length 160 mm

Längen-Meßinstrument
 n. **FISCH**, 0/2,5/3,5/5,0 mm,
 Gesamtlänge 16 cm



Perforator by FISCH,
 overall length 160 mm

Perforator nach FISCH,
 Gesamtlänge 16 cm

Ø (mm)

163203FX	0.3
163204FX	0.4
163205FX	0.5
163206FX	0.6



Gauge by FISCH,
 overall length 165 mm

Messzylinder nach FISCH,
 Gesamtlänge 16,5 cm

Ø (mm)

163304FX	0.4
163306FX	0.6
163308FX	0.8



162806FX

Hand Burr, stainless steel,
 fine, Ø 0.7 mm, for footplate,
 overall length 160 mm

Handbohrer, Edelstahl,
 fein, Ø 0.7 mm, für Fuß-
 platte, Gesamtlänge
 16 cm

162700FX

Hand Burr, diamond, fine,
 Ø 0.7 mm, for footplate,
 overall length 160 mm

Handbohrer, Diamant,
 fein, Ø 0.7 mm, für Fuß-
 platte, Gesamtlänge
 16 cm



163600FX

Mallet by HEERMANN, long,
overall length 215 mm

Hammer nach HEERMANN,
lang, Gesamtlänge 21,5 cm



164500FX

Attic Inspection Mirror by HEERMANN, stainless, flexible,
Ø 4 mm, overall length 115 mm

Paukenspiegel nach HEERMANN, rostfrei, biegsam,
Ø 4 mm, Gesamtlänge 11,5 cm



170901FX

Needle by ZOELLNER,
straight, delicate, overall
length 125 mm

Nadel nach ZOELLNER,
gerade, fein, Gesamtlänge
12,5 cm

163601FX

Mallet by HEERMANN,
overall length 165 mm

Hammer nach HEERMANN,
Gesamtlänge 16,5 cm

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges

Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente




Gauge by HEERMANN, curved
 (for partial resection of the bony
 posterior aural meatus and the
 lateral attic wall)

Hohlmeißel nach HEERMANN,
 gebogen (zur teilweisen Resektion
 der hinteren knöchernen Gehörgangs-
 und der lateralen Kuppelwand).

Size / Größe (mm)

164110FX	1.0
164115FX	1.5
164130FX	3.0



**Stapes Mobilization Hook by
 HEERMANN**

**Stapes-Mobilisationshäkchen nach
 HEERMANN**

Size / Fig. (mm)

164401FX	1
164402FX	2
164403FX	3
164404FX	4



164200FX

Handle by HEERMANN, black finish,
 length 130 mm (to be used with
 Gauge & Hooks Nos.164110FX-
 164130FX / 164401FX-164404FX)

Handgriff nach HEERMANN, schwarz,
 Länge 13 cm (zur Verwendung mit
 Hohlmeißel # 164110FX-164130FX /
 164401FX-164404FX)

164300FX

Same, but length, 90 mm

Gleich, aber Länge 9 cm

80 mm

Fine Grasping Forceps by HEERMANN,
 with long delicate jaws 7 mm / 0.6 - 0.8
 (to work around the stapes, in the small
 cavity of the oval window and around the
 footplate)

Pinzetten-Zängchen nach HEERMANN,
 mit langen, zarten Maulteilen 7 mm /
 0,6 - 0,8 (zum Arbeiten im Stapes-Bereich,
 in der Nische des ovalen Fensters und an
 der Grundplatte)



Jaws / Maulteile

181800FX



straight / gerade

181801FX



bent towards left / nach links gebogen

181802FX



bent towards right / nach rechts gebogen

181803FX

horizontal / horizontal



Gelfoam Pressure Forceps by HOUSE,
 overall length 180 mm

Gelfoam-Quetschzange nach HOUSE,
 Gesamtlänge 18 cm

Large Platform / Blatt

164600FX

11 x 14 mm

164601FX

30 x 30 mm

164602FX

22 x 30 mm



Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente



169400FX

Piston Cutting Jig, for Teflon
Prosthesis

Mess-und Schneidblock, für
Teflon-Prothesen



169500FX

Wire Bending Die by SCHUHKNECHT

Biegegerät nach SCHUHKNECHT



169504FX

Cutting Jig for Prosthesis by FISCH, 0.7 mm

Schneidblock nach FISCH, 0,7 mm



169600FX

Wire Cutter by SCHUHKNECHT,
serrated, overall length 100 mm

Drahtschere nach SCHUHKNECHT,
gezahnt, Gesamtlänge 10 cm



169710FX

Teflon Cutting Block, round,
Ø = 60 mm, 10 mm

Teflon-Schneidblock, rund,
Ø = 60 mm, 10 mm



169800FX

**Metal Plate for Measuring &
Preparing Implants**, with mm scale

Prothesen Präpariertablett aus
Metall mit mm-Skala



Cartilaga Punch by PARK

Knorpelstanze nach PARK

169405FX




Teflon Cutting Block,
85 x 55 x 10 mm

Teflon-Schneidblock,
85 x 55 x 10 mm

Ø

169274FX	4.0 mm
169276FX	6.0 mm
169278FX	8.0 mm
169280FX	10.0 mm

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente

185100FX		 Wire Crimper by McGEE, 0.8 x 3.5 mm, working length 80 mm Drahtschließzängchen nach McGEE, 0,8 x 3,5 mm, Arbeitslänge 8 cm
185101FX		Jaws curved / Maulteile gebogen downward / nach unten
185102FX		to the left / nach links to the right / nach rechts
185110FX		 Wire Crimper by GREVEN, straight, 1.0 x 7 mm, working length 80 mm Drahtschließzängchen nach GREVEN, gerade, 1,0 x 7 mm, Arbeitslänge 8 cm
185200FX		 Wire Crimper by FISCH-McGEE, 1.1 x 3.5 mm, working length 80 mm Drahtschließzängchen nach FISCH-McGEE, 1,1 x 3,5 mm, Arbeitslänge 8 cm
185201FX		Same, but curved right Gleich, aber nach rechts gebogen
185202FX		Same, but curved left Gleich, aber nach links gebogen
178400FX		 Neurectomy Scissors by FISCH, blade 4 mm, overall working length 80 mm Neurektomieschere nach FISCH, Blatt 4 mm, Gesamtlänge 8 cm

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges

Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente


169900FX

Microsurgical Gauge

for Stapedectomy and Tympanoplasty,
overall length 180 mm (calibrated
from 0 to 7 mm with push-button
control, autoclavable)

Längenmessinstrument

für Stapedektomie u. Tympanoplastik,
Gesamtlänge 18 cm (Fingerschieber
mit 0 bis 7 mm-Einteilung, komplett
sterilisierbar)


170000FX

Stapes Microsurgical Gauge,

with slide, 0-9 mm cal. scale,
stainless steel, autoclavable

Stapes Längenmess-Instrument,

mit Schieber, Skalierung 0-9 mm,
rostfreier Stahl, autoklavierbar



Double-ended Curette by HOUSE, sharp, curved, overall
length 170 mm

Doppelendiger Löffel nach HOUSE, scharf, gebogen,
Gesamtlänge 17 cm



	Cup Löffelform	Cup Ø (mm) Löffel Ø (mm)
172600FX	round / rund	1.0 / 1.2
172700FX	oval / ovale	1.0 / 1.2
172701FX	oval / ovale	1.5 / 1.8
172702FX	oval / ovale	2.2 / 2.5
172703FX	oval / ovale	2.3 / 2.7
172800FX	straight round / gerade rund	1.0 / 1.2

	Cup Löffelform	Cup Ø (mm) Löffel Ø (mm)		
172600FX	round / rund	1.0 / 1.2	○	○
172700FX	oval / ovale	1.0 / 1.2	○	○
172701FX	oval / ovale	1.5 / 1.8	○	○
172702FX	oval / ovale	2.2 / 2.5	○	○
172703FX	oval / ovale	2.3 / 2.7	○	○
172800FX	straight round / gerade rund	1.0 / 1.2	○	○


173000FX

Curette by NADOL, Ø 5.5 mm, 45 ° angled, overall length 170 mm

Löffel nach NADOL, Ø 5,5 mm, 45 ° abgewinkelt, Gesamtlänge 17 cm

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente



80 mm


Micro Ear Scissors by BELLUCCI,
 delicate, blades 4 mm, working
 length 80 mm

Mikro-Ohrscherchen nach BELLUCCI,
 zart, Schneidblätter 4 mm,
 Nutzlänge 8 cm




Blade size (mm) Schneidblätter (mm)	Blades Blätter
--	-------------------

178100FX



4 straight / gerade

178101FX



4 curved left / links gebogen

178102FX




4 curved right / rechts gebogen

178103FX



4 curved up / aufgebogen

178200FX



3 straight, very delicate /
gerade, sehr fein

178201FX



3 curved left, very delicate /
links gebogen, sehr fein

178202FX



3 curved right, very delicate /
rechts gebogen, sehr fein

80 mm

178140FX



Micro Ear Scissors by McGEE, delicate,
 straight, blades 4 mm, working length
 80 mm

Ohrscherchen nach McGEE, zart,
 gerade, Schneidblätter 4 mm, Nutzlänge
 8 cm



Also available in ebony finish
 (black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
 verfügbar (nicht reflektierend)

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges

Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente



80 mm



Micro Ear Scissors by
SHEA-BELLUCCI, working length 80 mm

Mikro-Ohrscherchen nach
SHEA-BELLUCCI, Nutzlänge 8 cm

Blade size (mm) Schneidblätter (mm)	Blades Blätter
--	-------------------


178300FX



8

straight / gerade

178301FX



8

curved left / links gebogen


178302FX



8

curved right / rechts gebogen

90 mm




Ear Scissors by WULLSTEIN, delicate,
 working length 90 mm

Ohrscherchen nach WULLSTEIN, zart,
 Nutzlänge 9 cm

Blade size (mm) Schneidblätter (mm)	Blades Blätter
--	-------------------


178600FX



4

straight / gerade


178601FX



4

curved left / links gebogen

178602FX



4

curved right / rechts gebogen

178603FX



4

curved up / aufgebogen

Also available in ebony finish
 (black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
 verfügbar (nicht reflektierend)


Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges
Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente

178700FX




Ear Scissors by WULLSTEIN, very delicate, straight, working length 80 mm

Ohrscherchen nach WULLSTEIN, sehr zart, gerade, Nutzlänge 8 cm




178701FX



Crurotomy Scissors by FISCH, blade 1.5 mm, curved to left, working length 80 mm


Crerotomiescherchen nach FISCH, Blatt 1,5 mm, nach links gebogen, Nutzlänge 8 cm

178702FX



Crurotomy Scissors by FISCH, blade 1.5 mm, curved to right, working length 80 mm

Crerotomiescherchen nach FISCH, Blatt 1,5 mm, nach rechts gebogen, Nutzlänge 8 cm




Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärtzter Oberfläche
verfügbar (nicht reflektierend)

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente


183103FX



Malleus Nipper by DIETER, small,
upbiting, working length 80 mm

Hammerkopfstanze nach DIETER, klein,
aufwärts schneidend, Nutzlänge 8 cm

183104FX



Malleus Nipper by DIETER, small,
downbiting, working length 80 mm

Hammerkopfstanze nach DIETER, klein,
abwärts schneidend, Nutzlänge 8 cm

183101FX


Same, but left punch

Gleich, aber links schneidend


183102FX

Same, but right punch

Gleich, aber rechts schneidend



179600FX



Micro Ear Forceps, delicate, oval cupped
jaws, working length 80 mm

Mikro-Ohrzängchen, fein, ovaler Löffel,
Nutzlänge 8 cm

Jaws / Maulteile

straight / gerade

179601FX



curved to left / nach links gebogen

179602FX



curved to right / nach rechts gebogen

179603FX



curved up / nach oben gebogen


179604FX




curved down / nah unten gebogen

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
verfügbar (nicht reflektierend)



179700FX



179701FX




179702FX




179703FX



179800FX



80 mm



Micro Ear Forceps, very delicate, oval cupped jaws, working length 80 mm

Mikro-Ohrzängchen, sehr fein, ovaler Löffel, Nutzlänge 8 cm

Jaws / Maulteile

straight / gerade


curved to left / nach links gebogen

curved to right / nach rechts gebogen


curved up / nach oben gebogen

straight, super delicate / gerade, super fein, gerade


179900FX



179910FX



90 mm



Micro Ear Forceps, delicate, straight, oval cupped jaws, working length 90 mm

Mikro-Ohrzängchen, fein, gerade, ovaler Löffel, Nutzlänge 9 cm

Micro Ear Forceps, very delicate, straight, oval cupped jaws, working length 80 mm

Mikro-Ohrzängchen, besonders fein, gerade, ovaler Löffel, Nutzlänge 8 cm

Also available in ebony finish
 (black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
 verfügbar (nicht reflektierend)

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges

Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente



80 mm

Micro Ear Forceps by HARTMANN,
delicate, serrated, working length 80 mm

Mikro-Ohrzängchen nach HARTMANN,
zart, gerieft, Nutzlänge 8 cm

Size jaws (w x l / mm)	Jaws
Größe Maulteil (B x L / mm)	Maulteile

180100FX



0.8 x 6 mm

straight / gerade


180600FX



0.8 x 4 mm

straight / gerade


180601FX



0.8 x 4 mm

curved to left /
nach links gebogen

180602FX



0.8 x 4 mm

curved to right /
nach rechts gebogen


180603FX



0.8 x 4 mm

curved up / aufgebogen

180604FX



0.8 x 4 mm

curved down /
abgebogen

180605FX




0.8 x 4 mm

straight, horizontal opening /
gerade, horizontal öffnend



80 mm

180610FX



Micro Ear Forceps by HARTMANN,
delicate, smooth jaws, 0.8 x 4 mm,
working length 80 mm

Mikro-Ohrzängchen nach HARTMANN,
zart, glatte Maulteile, 0,8 x 4 mm,
Nutzlänge 8 cm

180710FX

Same, but 0.6 x 4 mm, shank Ø 1.5 mm

Gleich, aber 0,6 x 4 mm, Schaft Ø 1,5 mm

180810FX

Same, but 0.5 x 4.5 mm, shank Ø 1.3 mm

Gleich, aber 0,5 x 4,5 mm, Schaft Ø 1,3 mm

Also available in ebony finish
(black, non-reflecting) on request

Auf Anfrage auch mit geschwärzter Oberfläche
verfügbar (nicht reflektierend)

Micro Ear Forceps, Micro Scissors, Curettes, Gauges Mikro-Ohrzängchen, Mikro-Scheren, Küretten, Messinstrumente




180700FX


Micro Ear Forceps by FISCH, super delicate, serrated, straight, working length 80 mm

Ohrzängchen nach FISCH, extra zart, gerieft, gerade, Nutzlänge 8 cm

Jaw size (w x l / mm) Größe Maulteil (b x l / mm)	Shaft thickness Schafthöhe (mm)
0.6 x 4	1.5
0.5 x 4.5	1.3



80 mm



0.6 mm


8 mm

Micro Ear Forceps by HOUSE, super delicate, serrated, tube shaft Ø 0.9 mm, working length 80 mm


Ohrzängchen nach HOUSE, extra zart, gerieft, Rohrschaft Ø 0,9 mm, Nutzlänge 8 cm

Jaws / Maulteile

181600FX	straight / gerade
181601FX	curved to left - horizontal opening / nach links gebogen - horizontal öffnend
181602FX	curved to right - horizontal opening / nach rechts gebogen - horizontal öffnend
181605FX	straight - horizontal opening / gerade - horizontal öffnend



80 mm



0.5 mm

7 mm

Grasping Forceps by HEERMANN, delicate jaws, serrated, tube shaft Ø 1.6 mm, working length 80 mm

Pinzettenzängchen nach HEERMANN, extra zart, gerieft, Rohrschaft Ø 1,6 mm, Nutzlänge 8 cm

Jaws / Maulteile

181800FX	straight / gerade
181801FX	curved to left / nach links gebogen
181802FX	curved to right / nach rechts gebogen
181803FX	straight, horizontal opened / gerade, horizontal öffnend

Vent Tube Inserter

Instrumente für Paukenröhrchen

185300FX

Vent Tube Inserter, including 1 mandrin in 1.0 mm and 1.2 mm, working length 155 mm

Einführungsinstrument für Paukenröhrchen, mit je 1 Mandrin in 1,0 und 1,2 mm, Nutzlänge 15,5 cm

185310FX


Same, but Ø 1.0 mm

Gleich, aber Ø 1,0 mm

185312FX

Same, but Ø 1.2 mm


Gleich, aber Ø 1,2 mm



185400FX

Vent Tube Inserter Forceps, for tubes with 0.95 mm Lumen and more

Einsetzzängchen für Paukenröhrchen, für Lumen ab 0,95 mm



185700FX

T-Tube Inserter, with slider, black finish, overall length 185 mm

T-Tube Einführungsinstrument, mit Schieber, schwarze Ausführung, Gesamtlänge 18,5cm



185800FX



T-Tube Inserter (C-Flex tubes), three individual settings, allow for precise insertion of 6, 9 and 12 mm T-Tubes

Einsetzinstrument für C-Flex T-Form-Paukenröhrchen, exaktes Einsetzen von T-Form-Paukenröhrchen durch 6, 9 und 12 mm durch vorwählbare Einstellstufen



Cutting Burs and Handpieces

Bohrer und Bohrköpfe

Length (mm) Länge (mm)	Ø (mm) Ø (mm)	Diamond, coarse Diamant, grob	Diamond, fine Diamant, fein	Round, stainless rund, rostfrei	Round Tungsten carbide Rund, HM	Cross-Cut Tungsten carbide Querger. HM
						
70	0.6	-	142106FX	136106FX	136206FX (0.5 mm)	-
70	0.7	-	142107FX	136107FX	-	-
70	0.8	-	142108FX	136108FX	136208FX	-
70	1.0	-	142110FX	136110FX	136210FX	-
70	1.4	-	142114FX	136114FX	136214FX	136414FX
70	1.8	-	142118FX	136118FX	136218FX	-
70	2.1	-	142121FX	-	136221FX	-
70	2.3	142523FX	142123FX	136123FX	136223FX	136423FX
70	2.5	-	142125FX	-	-	-
70	2.7	142527FX	142127FX	136127FX	136227FX	-
70	3.1	142531FX	142131FX	136131FX	136231FX	136431FX
70	3.5	142535FX	142135FX	136135FX	136235FX	-
70	4.0	142540FX	142140FX	136140FX	136240FX	136440FX
70	4.5	142545FX	142145FX	136145FX	136245FX	-
70	5.0	142550FX	142150FX	136150FX	136250FX	136450FX
70	6.0	142560FX	142160FX	136160FX	136260FX	136460FX
70	6.5	-	-	-	136265FX	-
70	7.0	142570FX	142170FX	136170FX	136270FX	-
95	0.6	-	250406FX	250306FX	250806FX (0.5 mm)	-
95	0.8	-	250408FX	250308FX	250808FX	-
95	1.0	-	250410FX	250310FX	250810FX	-
95	1.4	-	250414FX	250314FX	-	-
95	1.8	-	250418FX	250318FX	250818FX	-
95	2.1	-	250421FX	-	250821FX	-
95	2.3	250723FX	250423FX	250323FX	250823FX	-
95	2.5	-	250425FX	-	-	-
95	2.7	250727FX	250427FX	250327FX	-	-
95	3.1	250731FX	250431FX	250331FX	250831FX	250931FX
95	3.5	250735FX	250435FX	250335FX	250835FX	-
95	4.0	250740FX	250440FX	250340FX	250840FX	250940FX
95	4.5	250745FX	250445FX	250345FX	250845FX	-
95	5.0	250750FX	250450FX	250350FX	250850FX	250950FX
95	6.0	250760FX	250460FX	250360FX	250860FX	250960FX
95	6.5	-	-	-	250865FX	-
95	7.0	250770FX	250470FX	250370FX	250870FX	-

Cutting Burs and Handpieces

Bohrer und Bohrköpfe

Length (mm) Länge (mm)	Ø (mm) Ø (mm)	Diamond, coarse Diamant, grob	Diamond, fine Diamant, fein	Round, stainless rund, rostfrei	Round Tungsten carbide Rund, HM	Cross-Cut Tungsten carbide Querger. HM
						
125	0.6	-	260406FX	260306FX	-	-
125	0.8	-	260408FX	260308FX	-	-
125	1.0	-	260410FX	260310FX	-	-
125	1.4	-	260414FX	260314FX	-	-
125	1.8	-	260418FX	260318FX	-	-
125	2.1	-	260421FX	-	-	-
125	2.3	260723FX	260423FX	260323FX	260823FX	-
125	2.5	-	260425FX	-	-	-
125	2.7	260727FX	260427FX	260327FX	-	-
125	3.1	260731FX	260431FX	260331FX	260831FX	-
125	3.5	260735FX	260435FX	260335FX	-	-
125	4.0	260740FX	260440FX	260340FX	260840FX	-
125	4.5	260745FX	260445FX	260345FX	-	-
125	5.0	260750FX	260450FX	260350FX	260850FX	-
125	6.0	260760FX	260460FX	260360FX	260860FX	-
125	6.5	-	-	-	-	-
125	7.0	260770FX	260470FX	260370FX	260870FX	-

All burs with straight cylindrical shaft, shank Ø 2.35 mm (Stryker shaft upon request)

Alle Fräser mit geradem, zylindrischen Schaft, Durchmesser 2,35 mm (Stryker Anschluss auf Anfrage)

136200FX	Round Burs , set of 14 pieces (136106FX-136170FX), stainless steel, cutting edge running over the top, Ø 0.6 – 7.0 mm, shank 70 mm	Rundkopfböhrer , Set mit 14 Böhrern (136106FX-136170FX), rostfrei, rundum laufende Schneiden, Ø 0.6 – 7.0 mm, Schaftlänge 70 mm
136300FX	Round Burs , set of 14 pieces (136206FX-136270FX), carbide, cutting edge running over the top, Ø 0.6 – 7.0 mm, shank 70 mm	Rundkopfböhrer , Set mit 14 Böhrern (136206FX-136270FX), Hartmetall, rundum laufende Schneiden, Ø 0.6 – 7.0 mm, Schaftlänge 70 mm
142200FX	Round Diamond Burs , set of 15 pieces (142106FX-142170FX), cutting edge running over the top Ø 0.6 – 7.0 mm, stainless steel shank 70 mm	Rundkopfböhrer Diamant , Set mit 15 Böhrern (142106FX-142270FX) rundum laufende Schneiden, Ø 0.6 – 7.0 mm, Hartmetallschaft, Länge 70 mm

Cutting Burs and Handpieces

Bohrer und Bohrköpfe



Lindemann Bur, in stainless steel,
4 cutting blades, cylindric shank
Ø 2.35 mm

Lindemann-Fräse, Edelstahl, 4
Schneiden, Zyl. Schaft Ø 2,35 mm


Lindemann Bur, tungsten carbide,
6 cutting blades, cylindric shank
Ø 2.35 mm

Lindemann-Fräse, Hartmetall, 6
Schneiden, Zyl. Schaft Ø 2,35 mm

Total length (mm) Gesamtlänge (mm)	Head length (mm) Kopflänge (mm)	Ø (mm) Ø (mm)	stainless rostfrei	Tungsten carbide Hartmetall
70	5.0	1.4	128814FX	
70	9.0	1.6		128916FX
70	10.0	2.1		128921FX
70	22.0	2.3	128823FX	

Dermabrader, diamond coated, straight shaft Ø 2.35 mm, 70 mm length

Diamant-Hautschleifer, runder Schaft Ø 2.35 mm, 70 mm lang

Dermabrader Hautschleifer	Cat.No. Kat. Nr.	Grinding head length Schleifkopflänge	Grinding head Ø Schleifkopf Ø
	146101FX	10.0	4.0
	146102FX	14.0	2.0
	146104FX	8.0	4.0
	146200FX	15.0	4.0
	146300FX	15.0	7.0
	146400FX	15.0	10.0
	146500FX	12.0	7.0
	146600FX	12.0	7.0
	146700FX	15.0	12.0
	146800FX	9.0	16.0
	146900FX	9.0	14.0
	147000FX	9.0	18.0

Cutting Burs and Handpieces

Bohrer und Bohrköpfe

INTRA HANDPIECE, straight, transmission
 1:1, 40.000 rpm, with spray nozzle,

INTRA-HANDSTÜCK, gerade, Übersetzung
 1:1, 40.000 U/min., mit Sprühdüse

Description / Beschreibung

829700FX Total length 104 mm, for cylindrical burs of
 70 mm length and shanks with Ø 2,35 mm

Gesamtlänge 104 mm, für zylindrische
 Bohrer von 70 mm Länge und 2,35 mm
 Schaft

829720FX Total length 127 mm, for cylindrical burs of
 95 mm length and shanks with Ø 2,35 mm

Gesamtlänge 127 mm, für zylindrische
 Bohrer von 95 mm Länge und 2,35 mm
 Schaft

829750FX Total length 157 mm, for cylindrical burs of
 125 mm length and shanks with Ø 2,35 mm

Gesamtlänge 157 mm, für zylindrische
 Bohrer von 125 mm Länge und 2,35 mm
 Schaft



INTRA HANDPIECE, angled, transmission
 1:1, 40.000 rpm, with spray nozzle,

INTRA-HANDSTÜCK, abgewinkelt, Überset-
 zung 1:1, 40.000 U/min., mit Sprühdüse

Description / Beschreibung

829800FX Total length 123 mm, for cylindrical burs of
 70 mm length and shanks with Ø 2,35 mm

Gesamtlänge 123 mm, für zylindrische
 Bohrer von 70 mm Länge und 2,35 mm
 Schaft

829855FX Total length 146 mm, for cylindrical burs of
 95 mm length and shanks with Ø 2,35 mm

Gesamtlänge 146 mm, für zylindrische
 Bohrer von 95 mm Länge und 2,35 mm
 Schaft

829880FX Total length 171 mm, for cylindrical burs of
 125 mm length and shanks with Ø 2,35 mm

Gesamtlänge 171 mm, für zylindrische
 Bohrer von 125 mm Länge und 2,35 mm
 Schaft



Burs Accessories / Instrument Storage and Sterilisation

Zubehör für Bohrer / Instrumentenlagerung und Sterilisation



125400FX

Bur Rack, to hold 34 burs, length 70 mm, straight shank, rack size 19,5 x 95 x 4 cm

Bohrständer, zur Aufnahme von 34 Bohrern bzw. Fräsern der Länge 70 mm, Abmessungen 19,5 x 95 x 4 cm

125450FX

Same, but to hold 36 burs with a length of 70 mm and 32 burs with a length of 90 mm

Gleich, aber zur Aufnahme von 36 Bohrern bzw. Fräsern der Länge 70 mm und 32 Stück der Länge 90 mm

125600FX

Same, but to hold 36 burs with a length of 70 mm and 32 burs with a length of 125 mm

Gleich, aber zur Aufnahme von 36 Bohrern bzw. Fräsern der Länge 70 mm und 32 Stück der Länge 125 mm



186100FX

Magnetic Instrument Rack, 280 x 190 x 20 mm, for container 189710FX

Magnetrahmen, 280 x 190 x 20 mm, für Container 189710FX

126100FX



RS-Spray, preventing corrosion of steel instruments during or after the sterilisation process. Applicable for different sterilisation methods e.g. autoclaving up to 416°K (143°C) and hot air sterilisation up to 453°K (180°C), bottle of 200 ml

RS-Spray, Rostschuttspray zur Vermeidung von Korrosion bei Instrumenten aus Stahl, während bzw. nach dem Sterilisationsprozess. Anwendung bei verschiedenen Sterilisationsverfahren möglich, z. B. Autoklavieren bis max. 416°K (143°C) oder Heißluft-Sterilisation bis max. 453°K (180°C), Flasche mit 200 ml

126300FX



KaVo-Spray, combination of cleaner and lubricant for INTRA-Handpieces, without spray head, pack of 6 bottles

KaVo-Spray, Kombination aus Reinigungs- und Ölmittel für INTRA-Bohrhandstücke, ohne Spraykopf, Packung mit 6 Dosen

126301FX

Spray Head, for KaVo-Spray fitting the INTRA-Handpieces

Spraykopf, für KaVo-Spray, passend für INTRA-Bohrhandstücke

Instrument Storage and Sterilisation

Instrumentenlagerung und Sterilisation



187600FX

Sterilizing Rack, to accommodate 6 ear forceps for storage and sterilisation, (empty rack)

OP-Instrumentenständer, zur Lagerung und Sterilisation von 6 Ohrzängchen (leeres Gestell)



187803FX

Sterilizing Rack, to accommodate 10 Micro Instruments for storage and sterilisation, (empty rack) size 195 x 95 x 35 mm

OP-Kombi-Instrumentenständer, zur Lagerung und Sterilisation von 10 Mikroinstrumenten, (leeres Gestell) Abmessungen 195 x 95 x 35 mm

187804FX

Same, but for 8 Micro Instruments

Gleich, aber für 8 Mikroinstrumente



187805FX

Sterilizing Rack, to accommodate 5 instruments, incl. holder for ear specula, recommended for ventilation tube set, (empty rack)

Sterilisier-Kombi-Gestell, zur Lagerung von 5 Mikroinstrumenten, mit Halter für Ohrtrichter, empfohlen für Paukendrainage-Besteck, (leeres Gestell)



187901FX

Instrument Tray, 18/10 stainless steel, 200 x 100 x 50 mm (LxBxH), with lid

Instrumentenschale, 18/10 Edelstahl, 200 x 100 x 50 mm (LxBxH), mit Knopfdeckel

187902FX

Same, but 300 x 200 x 50 mm (LxDxH)

Gleich, aber 300 x 200 x 50 mm (LxBxH)

187903FX

Same, but 500 x 300 x 50 mm (LxBxH)

Gleich, aber 500 x 300 x 50 mm (LxBxH)



Sterilizing and Storing Container, 18/8 stainless steel, perforated, with textile filter

Sterilisier- und Lagerungscontainer, aus 18/8-Edelstahl, Boden und Deckel gelocht, mit Textilfilter

Size / Größe (LxBxH) mm

189700FX 325 x 275 x 50

189705FX 420 x 175 x 75

189710FX 300 x 200 x 50

189720FX 260 x 150 x 50

189730FX 260 x 150 x 75

189740FX 230 x 130 x 50

Nummernverzeichnis

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
010150FX	.11	019703FX	.16	024300FX	.39	034402FX	.47
010200FX	.11	019704FX	.18	024400FX	.39	034801FX	.47
010250FX	.11	019704FX	.16	025101FX	.40	034802FX	.47
010300FX	.11	019710FX	.18	025102FX	.40	034903FX	.52
010301FX	.11	019710FX	.18	025103FX	.40	034905FX	.52
010302FX	.11	019710FX	.16	025110FX	.40	034907FX	.52
010306FX	.11	019720FX	.18	025120FX	.40	035100FX	.47
016100FX	.13	019720FX	.16	025201FX	.40	035101FX	.47
016101FX	.13	019800FX	.19	025202FX	.40	035102FX	.47
016102FX	.13	019900FX	.19	025203FX	.40	035300FX	.48
016103FX	.13	019900FX	.18	025210FX	.40	035303FX	.48
016104FX	.13	019900FX	.18	025220FX	.40	035304FX	.48
016105FX	.13	020000FX	.19	025400FX	.40	035400FX	.48
016200FX	.13	020000FX	.18	025401FX	.40	035403FX	.48
016602FX	.13	020700FX	.18	025402FX	.40	035404FX	.48
018100FX	.14	021100FX	.35	025403FX	.40	035500FX	.48
018101FX	.14	021200FX	.35	026100FX	.44	036110FX	.48
018102FX	.14	021300FX	.35	026200FX	.44	036115FX	.48
018103FX	.14	022112FX	.35	026210FX	.44	036120FX	.48
018104FX	.14	022114FX	.35	026300FX	.44	036125FX	.48
018105FX	.14	022116FX	.35	026400FX	.44	036130FX	.48
018201FX	.14	022312FX	.35	027101FX	.44	036140FX	.48
018202FX	.14	022314FX	.35	027102FX	.44	036610FX	.48
018208FX	.14	022316FX	.35	027103FX	.44	036615FX	.48
018209FX	.14	022511FX	.35	027104FX	.44	036620FX	.48
018301FX	.15	022515FX	.35	027600FX	.45	036630FX	.48
018302FX	.15	022612FX	.36	027700FX	.45	036640FX	.48
018303FX	.15	022614FX	.36	028100FX	.45	036650FX	.48
018304FX	.15	022616FX	.36	028101FX	.45	036715FX	.49
018401FX	.15	022712FX	.36	028102FX	.45	036717FX	.49
018402FX	.15	022714FX	.36	029100FX	.45	036720FX	.49
018403FX	.15	022818FX	.36	031100FX	.42	036730FX	.49
018404FX	.15	023101FX	.36	031200FX	.42	036830FX	.49
018501FX	.14	023102FX	.36	032111FX	.42	036835FX	.49
018502FX	.14	023103FX	.36	032113FX	.42	036845FX	.49
018503FX	.14	023301FX	.37	032118FX	.42	036900FX	.49
018504FX	.14	023302FX	.37	032414FX	.43	037100FX	.41
018605FX	.15	023303FX	.37	032416FX	.43	037300FX	.41
018606FX	.15	023401FX	.37	032419FX	.43	037600FX	.41
018607FX	.15	023402FX	.37	032424FX	.43	038100FX	.6
018712FX	.19	023501FX	.37	032426FX	.43	038101FX	.6
018801FX	.15	023502FX	.37	032618FX	.43	038102FX	.6
018802FX	.15	023601FX	.37	033100FX	.46	038103FX	.6
018803FX	.15	023602FX	.37	033200FX	.46	038104FX	.6
018804FX	.15	023603FX	.37	033300FX	.46	038105FX	.6
019100FX	.18	023701FX	.38	033400FX	.46	038112FX	.7
019400FX	.19	023702FX	.38	033500FX	.46	038113FX	.7
019400FX	.18	023703FX	.38	033600FX	.46	038114FX	.7
019400FX	.18	023704FX	.38	033700FX	.46	038115FX	.7
019401FX	.19	023705FX	.38	033800FX	.46	038200FX	.6
019701FX	.18	023801FX	.38	033900FX	.47	038201FX	.6
019701FX	.18	023802FX	.38	033901FX	.47	038202FX	.6
019701FX	.16	023803FX	.38	033902FX	.47	038203FX	.6
019702FX	.18	023901FX	.38	033903FX	.47	038204FX	.6
019702FX	.18	024000FX	.39	033904FX	.47	038205FX	.6
019702FX	.16	024001FX	.39	034100FX	.46	038210FX	.6
019703FX	.18	024116FX	.39	034400FX	.47	038301FX	.7
019703FX	.18	024200FX	.39	034401FX	.47	038302FX	.7

Nummernverzeichnis

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
038401FX	.6	108104FX	.56	116314FX	.17	134100FX	.62
038600FX	.6	108200FX	.56	116315FX	.17	134300FX	.62
038700FX	.6	108712FX	.64	116316FX	.17	135100FX	.63
039100FX	.7	108715FX	.64	116317FX	.17	135101FX	.63
083412FX	.69	108812FX	.64	116501FX	.17	135102FX	.63
083512FX	.69	108815FX	.64	116502FX	.17	135103FX	.63
100111FX	.72	109015FX	.64	116503FX	.17	136106FX	.104
100113FX	.72	109114FX	.64	116504FX	.17	136107FX	.104
100116FX	.72	109214FX	.64	116505FX	.17	136108FX	.104
100211FX	.72	109310FX	.65	116506FX	.17	136110FX	.104
100213FX	.72	109320FX	.65	116507FX	.17	136114FX	.104
100216FX	.72	109410FX	.65	116511FX	.17	136118FX	.104
100311FX	.72	109420FX	.65	116512FX	.17	136123FX	.104
100313FX	.72	109515FX	.65	116513FX	.17	136127FX	.104
100316FX	.72	109616FX	.65	116514FX	.17	136131FX	.104
100320FX	.72	109716FX	.65	116515FX	.17	136135FX	.104
100411FX	.72	109811FX	.65	116516FX	.17	136140FX	.104
100413FX	.72	109812FX	.65	116517FX	.17	136145FX	.104
100416FX	.72	109911FX	.65	118900FX	.23	136150FX	.104
100420FX	.72	110106FX	.52	118901FX	.23	136160FX	.104
100513FX	.73	110108FX	.52	118902FX	.23	136170FX	.104
101111FX	.73	110110FX	.52	118903FX	.23	136200FX	.105
101113FX	.73	110112FX	.52	118904FX	.23	136206FX	.104
101211FX	.74	112316FX	.70	120102FX	.58	136208FX	.104
101213FX	.74	112326FX	.70	120104FX	.58	136210FX	.104
101311FX	.74	112416FX	.70	120105FX	.58	136214FX	.104
101313FX	.74	112426FX	.70	120106FX	.58	136218FX	.104
101401FX	.75	113115FX	.71	120108FX	.58	136221FX	.104
101402FX	.75	115101FX	.16	120110FX	.58	136223FX	.104
101500FX	.75	115102FX	.16	120112FX	.58	136227FX	.104
101610FX	.76	115103FX	.16	120202FX	.58	136231FX	.104
101713FX	.78	115104FX	.16	120203FX	.58	136235FX	.104
101813FX	.78	115105FX	.16	120204FX	.58	136240FX	.104
101911FX	.79	115106FX	.16	120206FX	.58	136245FX	.104
102011FX	.79	116101FX	.16	120208FX	.58	136250FX	.104
102411FX	.76	116102FX	.16	120210FX	.58	136260FX	.104
102413FX	.76	116103FX	.16	121104FX	.58	136265FX	.104
102511FX	.76	116104FX	.16	121106FX	.58	136270FX	.104
102513FX	.76	116105FX	.16	121204FX	.59	136300FX	.105
102617FX	.78	116106FX	.16	121206FX	.59	136414FX	.104
102618FX	.78	116107FX	.16	121208FX	.59	136423FX	.104
102717FX	.77	116111FX	.16	121210FX	.59	136431FX	.104
102817FX	.77	116112FX	.16	121302FX	.59	136440FX	.104
102917FX	.77	116113FX	.16	121303FX	.59	136450FX	.104
103017FX	.77	116114FX	.16	125400FX	.108	136460FX	.104
103330FX	.79	116115FX	.16	125450FX	.108	137101FX	.63
103350FX	.79	116116FX	.16	125600FX	.108	137102FX	.63
103375FX	.79	116117FX	.16	126100FX	.108	137103FX	.63
105100FX	.55	116301FX	.17	126300FX	.108	139100FX	.63
105200FX	.55	116302FX	.17	126301FX	.108	139200FX	.63
105211FX	.55	116303FX	.17	128814FX	.106	142100FX	.60
105600FX	.55	116304FX	.17	128823FX	.106	142101FX	.60
105709FX	.55	116305FX	.17	128916FX	.106	142102FX	.60
105714FX	.55	116306FX	.17	128921FX	.106	142103FX	.60
105806FX	.55	116307FX	.17	130100FX	.61	142104FX	.60
108101FX	.56	116311FX	.17	131100FX	.62	142105FX	.60
108102FX	.56	116312FX	.17	132100FX	.62	142106FX	.104
108103FX	.56	116313FX	.17	133100FX	.62	142107FX	.104

Nummernverzeichnis

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
142108FX	104	150116FX	80	158310FX	85	163600FX	90
142110FX	104	150117FX	80	158402FX	85	163601FX	90
142114FX	104	150600FX	81	158404FX	85	164110FX	91
142118FX	104	151100FX	81	158406FX	85	164115FX	91
142120FX	60	151600FX	81	158408FX	85	164130FX	91
142121FX	104	152100FX	81	158410FX	85	164200FX	91
142123FX	104	152200FX	81	158502FX	85	164300FX	91
142125FX	104	153600FX	81	158504FX	85	164401FX	91
142127FX	104	153700FX	81	158506FX	85	164402FX	91
142130FX	60	153800FX	81	158508FX	85	164403FX	91
142131FX	104	153900FX	81	158510FX	85	164404FX	91
142135FX	104	154100FX	82	159102FX	86	164500FX	90
142140FX	104	154200FX	82	159104FX	86	164600FX	92
142145FX	104	154300FX	82	159106FX	86	164601FX	92
142150FX	104	154400FX	82	159108FX	86	164602FX	92
142160FX	104	154500FX	82	159110FX	86	165102FX	50
142170FX	104	154600FX	82	159202FX	86	165602FX	50
142200FX	105	154700FX	82	159204FX	86	165603FX	50
142523FX	104	154800FX	82	159206FX	86	166205FX	50
142527FX	104	155102FX	82	159208FX	86	166206FX	50
142531FX	104	155104FX	82	159210FX	86	166207FX	50
142535FX	104	155105FX	82	159302FX	86	166208FX	50
142540FX	104	155106FX	82	159304FX	86	166210FX	50
142545FX	104	155108FX	82	159306FX	86	166211FX	50
142550FX	104	155110FX	82	159308FX	86	166212FX	50
142560FX	104	155112FX	82	159310FX	86	166215FX	50
142570FX	104	155115FX	82	159402FX	86	166218FX	50
143101FX	60	155120FX	82	159404FX	86	166220FX	50
143102FX	60	156102FX	83	159406FX	86	166222FX	50
143110FX	60	156104FX	83	159408FX	86	166225FX	50
143120FX	60	156106FX	83	159410FX	86	166230FX	50
143130FX	60	156108FX	83	160100FX	87	166305FX	51
143140FX	60	156110FX	83	160500FX	87	166307FX	51
143150FX	60	156112FX	83	160600FX	87	166310FX	51
146101FX	106	156115FX	83	160700FX	87	166313FX	51
146102FX	106	156120FX	83	160800FX	88	166315FX	51
146104FX	106	156125FX	83	160900FX	88	166320FX	51
146200FX	106	156200FX	83	161600FX	56	166325FX	51
146300FX	106	156300FX	83	161601FX	56	166330FX	51
146400FX	106	156600FX	88	161700FX	57	166405FX	50
146500FX	106	156800FX	83	161800FX	57	166406FX	50
146600FX	106	156900FX	84	161900FX	57	166407FX	50
146700FX	106	156945FX	84	162602FX	88	166408FX	50
146800FX	106	157100FX	84	162700FX	89	166410FX	50
146900FX	106	157200FX	84	162806FX	89	166411FX	50
147000FX	106	157404FX	85	163101FX	88	166412FX	50
150101FX	80	157407FX	85	163102FX	88	166415FX	50
150102FX	80	157504FX	85	163103FX	88	166418FX	50
150103FX	80	157507FX	85	163104FX	88	166420FX	50
150104FX	80	158202FX	85	163105FX	89	166422FX	50
150105FX	80	158204FX	85	163106FX	89	166425FX	50
150106FX	80	158206FX	85	163203FX	89	166430FX	50
150107FX	80	158208FX	85	163204FX	89	166607FX	51
150111FX	80	158210FX	85	163205FX	89	166609FX	51
150112FX	80	158302FX	85	163206FX	89	166612FX	51
150113FX	80	158304FX	85	163304FX	89	166918FX	51
150114FX	80	158306FX	85	163306FX	89	166920FX	51
150115FX	80	158308FX	85	163308FX	89	166922FX	51

Nummernverzeichnis

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
167105FX	51	177210FX	68	181602FX	102	250408FX	104
167107FX	51	177212FX	68	181605FX	102	250410FX	104
167108FX	51	177312FX	68	181800FX	102	250414FX	104
167109FX	51	177412FX	68	181800FX	92	250418FX	104
167600FX	52	177610FX	67	181801FX	102	250421FX	104
167601FX	52	177612FX	67	181801FX	92	250423FX	104
167602FX	52	177709FX	67	181802FX	102	250425FX	104
167701FX	52	177710FX	67	181802FX	92	250427FX	104
167702FX	52	177712FX	67	181803FX	102	250431FX	104
168100FX	53	177809FX	67	181803FX	92	250435FX	104
168205FX	53	177812FX	67	183101FX	99	250440FX	104
168206FX	53	177912FX	67	183102FX	99	250445FX	104
168207FX	53	178100FX	96	183103FX	99	250450FX	104
168208FX	53	178101FX	96	183104FX	99	250460FX	104
168209FX	53	178102FX	96	185100FX	94	250470FX	104
168212FX	53	178103FX	96	185101FX	94	250723FX	104
168601FX	54	178140FX	96	185102FX	94	250727FX	104
168602FX	54	178200FX	96	185110FX	94	250731FX	104
168603FX	54	178201FX	96	185200FX	94	250735FX	104
168604FX	54	178202FX	96	185201FX	94	250740FX	104
168605FX	54	178300FX	97	185202FX	94	250745FX	104
168606FX	54	178301FX	97	185300FX	103	250750FX	104
168607FX	54	178302FX	97	185310FX	103	250760FX	104
168608FX	54	178400FX	94	185312FX	103	250770FX	104
168612FX	54	178600FX	97	185400FX	103	250806FX	104
169120FX	54	178601FX	97	185700FX	103	250808FX	104
169124FX	54	178602FX	97	185800FX	103	250810FX	104
169274FX	93	178603FX	97	186100FX	108	250818FX	104
169276FX	93	178700FX	98	187600FX	109	250821FX	104
169278FX	93	178701FX	98	187803FX	109	250823FX	104
169280FX	93	178702FX	98	187804FX	109	250831FX	104
169400FX	93	179300FX	95	187805FX	109	250835FX	104
169405FX	93	179600FX	99	187901FX	109	250840FX	104
169500FX	93	179601FX	99	187902FX	109	250845FX	104
169504FX	93	179602FX	99	187903FX	109	250850FX	104
169506FX	93	179603FX	99	189700FX	109	250860FX	104
169600FX	93	179604FX	99	189705FX	109	250865FX	104
169600FX	69	179700FX	100	189710FX	109	250870FX	104
169710FX	93	179701FX	100	189720FX	109	250931FX	104
169720FX	93	179702FX	100	189730FX	109	250940FX	104
169800FX	93	179703FX	100	189740FX	109	250950FX	104
169900FX	95	179800FX	100	215100FX	59	250960FX	104
170000FX	95	179900FX	100	215200FX	59	260306FX	105
170901FX	90	179910FX	100	250306FX	104	260308FX	105
172100FX	66	180100FX	101	250308FX	104	260310FX	105
172300FX	66	180600FX	101	250310FX	104	260314FX	105
172600FX	95	180601FX	101	250314FX	104	260318FX	105
172700FX	95	180602FX	101	250318FX	104	260323FX	105
172701FX	95	180603FX	101	250323FX	104	260327FX	105
172702FX	95	180604FX	101	250327FX	104	260331FX	105
172703FX	95	180605FX	101	250331FX	104	260335FX	105
172800FX	95	180610FX	101	250335FX	104	260340FX	105
176614FX	68	180700FX	102	250340FX	104	260345FX	105
176714FX	68	180710FX	101	250345FX	104	260350FX	105
176814FX	68	180800FX	102	250350FX	104	260360FX	105
176914FX	68	180810FX	101	250360FX	104	260370FX	105
177110FX	68	181600FX	102	250370FX	104	260406FX	105
177112FX	68	181601FX	102	250406FX	104	260408FX	105

Nummernverzeichnis

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
260410FX	105	551400FX	8	806753FX	29
260414FX	105	551401FX	9	806754FX	29
260418FX	105	551401FX	8	806755FX	29
260421FX	105	551405FX	9	806761FX	29
260423FX	105	551405FX	8	806762FX	29
260425FX	105	551600FX	9	806763FX	29
260427FX	105	551600FX	8	806764FX	29
260431FX	105	551605FX	9	806765FX	29
260435FX	105	551605FX	8	806771FX	34
260440FX	105	716200FX	22	806772FX	34
260445FX	105	716230FX	22	806773FX	34
260450FX	105	717100FX	21	806774FX	34
260460FX	105	717130FX	21	806775FX	34
260470FX	105	717170FX	21	806800FX	28
260723FX	105	717550FX	11	806810FX	27
260727FX	105	718100FX	20	806820FX	27
260731FX	105	718130FX	20	806825FX	33
260735FX	105	718200FX	20	806829FX	33
260740FX	105	718230FX	20	806830FX	31
260745FX	105	718300FX	20	806850FX	32
260750FX	105	718330FX	20	806870FX	30
260760FX	105	718400FX	20	806880FX	30
260770FX	105	718430FX	20	820100FX	12
260823FX	105	727100FX	21	821100FX	13
260831FX	105	727130FX	21	824100FX	12
260840FX	105	727170FX	21	825100FX	13
260850FX	105	803285FX	24	829700FX	107
260860FX	105	803286FX	24	829720FX	107
260870FX	105	803287FX	26	829750FX	107
303900FX	88	803287FX	24	829800FX	107
313100FX	61	803288FX	24	829855FX	107
313600FX	61	803289FX	24	829880FX	107
313601FX	61	803522FX	25	832600FX	10
325212FX	66	803527FX	25	832601FX	10
325312FX	66	803582FX	25	832605FX	10
329103FX	57	803583FX	25	832608FX	10
329110FX	57	803584FX	25	832611FX	10
329111FX	57	803585FX	25	832613FX	10
329112FX	57	803589FX	25	833150FX	12
329115FX	57	806270FX	22	833153FX	12
338814FX	69	806271FX	22	833154FX	12
442114FX	71	806560FX	26	833155FX	12
442314FX	71	806561FX	26	833157FX	12
550811FX	9	806562FX	26	833162FX	12
550811FX	8	806597FX	25	840100FX	10
551100FX	8	806598FX	26	840101FX	10
551120FX	9	806625FX	28	840200FX	10
551200FX	8	806626FX	33	840300FX	10
551210FX	9	806626FX	28	863100FX	23
551300FX	8	806629FX	33	863101FX	23
551310FX	9	806630FX	33	863110FX	23
551350FX	8	806741FX	34		
551351FX	8	806742FX	34		
551352FX	8	806743FX	34		
551370FX	9	806744FX	34		
551371FX	9	806745FX	34		
551372FX	9	806751FX	29		
551400FX	9	806752FX	29		

Company Mission

To offer highly valued, innovative solutions to medical needs with a focus on the treatment of patients with head & neck disorders. We fully support the medical profession in achieving optimal results (functionally and aesthetically) when treating their patients.

We do this

- *By providing the best quality surgical products at affordable cost*
- *By establishing and maintaining a technically competent sales and support organization*
- *By facilitating excellent training and education to all our partners*
- *By helping surgeons to develop new procedures and products*
- *By emphasizing what is best for our company as a whole, never sacrificing the quality of our products or services in order to enhance profits.*
- *By adhering to the highest professional standards in all activities*

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark 4
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17

info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

FENTEX *Instruments - Made in Germany*

