

Nasal Cutting Forceps for Endonasal Sinus Surgery, Skull Base and Pituitary Surgery, supporting Endoscopic and Microscopic Techniques.

The design of the instruments is closely associated with the conceptual work of **Prof. Hiroshi Moriyama** and also the layout of the nasal forceps by **Gruenwald-Henke**.

Through cutting instruments are used for opening and removing cells (precise cutting action) while cupped forceps (not through cutting) are used for removing loose lying bone pieces and tissue. The FENTEX nasal forceps have a slender and long shank with delicate but powerful jaws and are ideally suited for endonasal interventions in anatomically critical areas.

Nasenzangen (Conchotome) für die Endonasale Chirurgie der Nasennebenhöhlen, der Schädelbasis und Hypophyse. Für endoskopische oder mikroskopische OP-Techniken.

Das Design der Instrumente ist eng angelehnt an die konzeptionellen Entwicklungen von **Prof. Hiroshi Moriyama** sowie an das Layout der **Grünwald-Henke** Instrumente.

Durchschneidende Conchotome werden benutzt, um Zellen zu eröffnen und Gewebe sauber abzutrennen. Nicht durchschneidende Löffelzangen dienen dem Entfernen von losen Gewebestücken. Die FENTEX Nasenzangen haben einen schlanken Schaft, sehr feine, aber kraftvolle Maulteile und sind ideal für endonasale Eingriffe in anatomisch kritischen Bereichen.


226901FX

Nasal Forceps, through cutting, small size, straight, working length 140 mm

Nasenzange, durchschneidend, kleine Ausführung, gerade Arbeitslänge 14 cm


226902FX

Nasal Forceps, through cutting, small size, 45° upturned, working length 140 mm

Nasenzange, durchschneidend, kleine Ausführung, nach oben schneidend, Arbeitslänge 14 cm


226903FX

Nasal Forceps, through cutting, small size, shaft curved upwards, working length 140 mm

Nasenzange, durchschneidend, kleine Ausführung, aufgebogen, Arbeitslänge 14 cm



226915FX



Nasal Forceps, through cutting, small size, shaft curved upwards, 45° upturned, working length 140 mm

Nasenzange, durchschneidend, kleine Ausführung, aufgebogen und nach oben schneidend, Arbeitslänge 14 cm



226904FX



Spoon Forceps, oval cup, straight, working length 140 mm

Löffelzange, ovaler Löffel, gerade, Arbeitslänge 14 cm



226905FX



Spoon Forceps, oval cup, 45° upturned, working length 140 mm

Löffelzange, ovaler Löffel, nach oben schneidend, Arbeitslänge 14 cm



226906FX



Spoon Forceps, oval cup, shaft curved upwards, working length 140 mm

Löffelzange, ovaler Löffel, aufgebogen, Arbeitslänge 14 cm



Instruments for Endonasal Sinus Surgery / Endoscopic or Microscopic Technique

Instrumente zur Endonasalen Sinus-Chirurgie / Endoskopische oder Mikroskopische Technik

226907FX

Ostrum Punch, shaft curved upwards, retro-cutting, working length 140 mm


Rückwärtsstanze, aufgebogen, Arbeitslänge 14 cm



226908FX

Nasal Forceps, through cutting, large size, shaft curved upwards, working length 140 mm


Nasenzange, durchschneidend, große Ausführung, aufgebogen, Arbeitslänge 14 cm



226909FX

Spoon Forceps, oval cup, shaft curved upwards, medium size, working length 140 mm

Löffelzange, ovaler Löffel, mittlere Ausführung, aufgebogen, Arbeitslänge 14 cm



226910FX

Nasal Forceps, through cutting, small size, straight, working length 115 mm

Nasenzange durchschneidend, kleine Ausführung, gerade, Arbeitslänge 11,5 cm






226911FX

Nasal Forceps, through cutting, large size, straight, working length 115 mm


Nasenzange, durchschneidend, große Ausführung, gerade, Arbeitslänge 11,5 cm



226912FX

Nasal Forceps, through cutting, small size, 45° upturned, working length 115 mm

Nasenzange, durchschneidend, kleine Ausführung, nach oben schneidend, Arbeitslänge 11,5 cm



226913FX

Nasal Forceps, through cutting, medium size, 45° upturned, working length 115 mm

Nasenzange, durchschneidend, mittlere Ausführung, nach oben schneidend, Arbeitslänge 11,5 cm



226914FX

Nasal Forceps, through cutting, large size, 45° upturned, working length 115 mm

Nasenzange, durchschneidend, große Ausführung, nach oben schneidend, Arbeitslänge 11,5 cm

