

PRODUKTE FÜR DIE HNO PRODUCTS FOR E.N.T.

The letters 'GW' are rendered in a large, bold, blue 3D font. The 'G' and 'W' are interconnected. Various medical components are integrated into the letters: a curved, translucent blue piece is inside the 'G'; a white, curved piece with a small hole is inside the 'W'; and a white, curved piece with three small holes is positioned below the 'W'. The background is a solid blue color with several other medical components scattered around, including curved translucent blue pieces, a white piece with a small hole, and a white piece with three small holes.

webyinger



Inhaltsverzeichnis Table of Contents



Septum Schienen Septum Splints

4

Bivalve Fluorplastik-Nasenschienen Type Reuter Splint	4
Bivalve Splints made of PTFE Type Reuter Splint	4
Double Airway Splint I	6
Double Airway Splint II	7
Silikon Septumschiene (blau)	8
Silicone Septum Splint (blue)	8
Septum Knopf	9
Septum Button	9

Externe Nasenschienen External Nasal Splints

10

Soft-Form Externe Nasenschienen aus Niederthermoplastik (dünn)	10
Soft-Form External Nasal Splints made of thermoplastic (thin)	10
Soft-Form Externe Nasenschienen aus Niederthermoplastik (dick)	12
Soft-Form External Nasal Splints made of thermoplastic (thick)	12
Externe Nasenschienen aus Niederthermoplastik mit Stirnplatte	14
External Nasal Splints made of thermoplastic with forehead panel	14

Silikon Folien Silicone Sheets

15

Transparent und hellblau	15
Transparent and light blue	15

Verschlussplättchen Silicone discs

16

Trommelfellverschlussplättchen	16
Silicone discs for membrana tympani perforation	16

Gebiss-Schutz Bit Protection

17

Gebiss-Schutz	17
Bit Protection	17

Notizen Notes


18

3



Septum Schienen Septum Splints



Bivalve Fluoroplastik-Nasenschienen Type Reuter Splint Bivalve Splints made of PTFE Type Reuter Splint



Nasenschienen nach Reuter sind die wohl meistgebrauchten Fluoroplastik-Nasenschienen. Diese Schienen haben sich seit mehr als 20 Jahren im klinischen Einsatz bewährt. Neben den bekanntesten vorgefertigten Splints in den Stärken 0,25 mm und 0,5 mm bieten wir Ihnen auch rechteckige Folien aus Fluoroplastik und Silikon zur individuellen Formgebung.

Reuter Nasal Splints are the most used PTFE splints. These splints have proved themselves in clinical use for more than 20 years. Beside the well-known prefabricated splint in the sizes of 0,25 mm and 0,50 mm we may offer you also rectangular sheetings made of PTFE and silicone for individual modulation.

Bestell-Nr. Art No.	Größe Size	Material	Verpackung Packaging
07-20-10650	Standard 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10650/1	Standard 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box
07-20-10655	Standard 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10655/1	Standard 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box
DBL991125	Medium 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	10 Paar/Box 10 pair/box
DBL991125/1	Medium 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box
DBL991126	Medium 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	10 Paar/Box 10 pair/box
DBL991126/1	Medium 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box
07-20-10660	Large 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10660/1	Large 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box
07-20-10665	Large 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10665/1	Large 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box



Bestell-Nr. Art No.	Größe Size	Material	Verpackung Packaging
07-20-10670	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 38 x 75 x 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10670/1	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 38 x 75 x 0,25 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box
07-20-10675	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 38 x 75 x 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10675/1	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 38 x 75 x 0,5 mm	Fluoroplastik Fluorplastic	50 Paar/Box 50 pair/box
07-20-10680	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 55 x 75 x 1 mm	Silikon Silicone	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10680/1	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 55 x 75 x 1 mm	Silikon Silicone	50 Paar/Box 50 pair/box
07-20-10690	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 38 x 75 x 1 mm	Silikon Silicone	5 Paar/Box 5 pair/box
07-20-10690/1	Zur indiv. Anpassung For indiv. modulation 38 x 75 x 1 mm	Silikon Silicone	50 Paar/Box 50 pair/box



Double Airway Splint I



Nasenschiene zur postoperativen Nasentamponade unter Erhaltung der Nasenatmung.

Die Form des Luftwegkanals (rechteckig) sowie eine höhere Shorehärte sichern die Nasenatmung auch bei fester Tamponade.

Nasal splint for postoperative nasal tamponade while maintaining of nasal respiration.

The design of the airway canal (rectangular) as well as a higher Shore grade assure the nasal respiration even using a firm tamponade.

Bestell-Nr. Art No.	Material	Verpackung Packaging
4055	Silikon Silicone	5 Paar/Box 5 pair/box
4055/1	Silikon Silicone	50 Paar/Box 50 pair/box



Double Airway Splint II



Nasenschiene zur postoperativen Nasentamponade unter Erhaltung der Nasenatmung.

Die Form des Luftwegkanals (halbrund) sowie eine niedrigere Shore-härte ermöglichen eine einfache Platzierung sowie hohen Tragekomfort für den Patienten.

Nasal splint for postoperative nasal tamponade while maintaining of nasal respiration.

The design of the airway canal (semi-circular) as well as a lower Shore grade enable an easy positioning as soon as a high wearing comfort for the patient.

Bestell-Nr. Art No.	Material	Verpackung Packaging
4060	Silikon Silicone	5 Paar/Box 5 pair/box
4060/1	Silikon Silicone	50 Paar/Box 50 pair/box



Silikon Septumschienen (blau) **Silicone Septum Splint (blue)**



Nasenschiene aus blauem Silikon zur Schienung des Septums.

Bei Bedarf kann diese je nach Größe auf exakte Passgenauigkeit zugeschnitten werden.

Nasal splint made of blue silicone for splinting the septum.

If required it may be tailored to exact fitting accuracy.

Bestell-Nr. Art No.	Größe Size	Material	Verpackung Packaging
WEB 5	63 x 29 x 0,9 mm	Silikon blau Silicone blue	20 Stück/Box 20 pieces/box
WEB 6	82 x 35 x 0,8 mm	Silikon blau Silicone blue	20 Stück/Box 20 pieces/box



Septum Knopf Septum Button



Zum mechanischen Verschluss von Septumperforationen aus „Super Soft Silikon“. Dieses Produkt wird einzeln und unsteril geliefert und kann mit Heißluft, Dampf oder EO sterilisiert werden.


For mechanical occlusion of septum perforations made of “Super Soft Silicone”. This product is delivered individually and non-sterile and can be sterilized with hot air, steam or EO.

Bestell-Nr. Art No.	Größe Size	Material	Verpackung Packaging
20-10400	32 mm Durchmesser	Silikon	1 Stück/Box
	einteilig		
	32 mm diameter	Silicone	1 piece/box
20-10401	one-piece		
	32 mm Durchmesser	Silikon	1 Stück/Box
	zweiteilig		
	32 mm diameter	Silicone	1 piece/box
	two-piece		




Externe Nasenschienen External Nasal Splints

**Soft-Form Externe Nasenschienen
aus Niederthermoplastik (dünn)
Soft-Form External Nasal Splints
made of thermoplastic (thin)**




Bestell-Nr. Art. No.	Type	Größe Size	Verpackung Packaging
ohne Haftschrift without undercoating			
53-10801	klein small	35 x 30 x 55 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10806	normal medium	40 x 35 x 60 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10811	groß large	40 x 45 x 65 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10821	sehr groß X-large	40 x 55 x 70 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10816	zur indiv. Anpassung for indiv. modulation	50 x 75 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box




Bestell-Nr. Art. No.	Type	Größe Size	Verpackung Packaging
mit Haftschrift with undercoating			
53-10801-1	klein small	35 x 30 x 55 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10806-1	normal medium	40 x 35 x 60 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10811-1	groß large	40 x 45 x 65 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10821-1	sehr groß X-large	40 x 55 x 70 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10816-1	zur indiv. Anpassung for indiv. modulation	50 x 75 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box



***Soft-Form Externe Nasenschienen
aus Niederthermoplastik (dick)
Soft-Form External Nasal Splints
made of thermoplastic (thick)***



Bestell-Nr. Art. No.	Type	Größe Size	Verpackung Packaging
ohne Haftschrift without undercoating			
53-10800	klein small	35 x 30 x 55 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10805	normal medium	40 x 35 x 60 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10810	groß large	40 x 45 x 65 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10820	sehr groß X-large	40 x 55 x 70 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10815	zur indiv. Anpassung for indiv. modulation	50 x 75 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box



Bestell-Nr. Art. No.	Type	Größe Size	Verpackung Packaging
mit Haftschrift with undercoating			
53-10800-1	klein small	35 x 30 x 55 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10805-1	normal medium	40 x 35 x 60 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10810-1	groß large	40 x 45 x 65 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10820-1	sehr groß X-large	40 x 55 x 70 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10815-1	zur indiv. Anpassung for indiv. modulation	50 x 75 x 2,4 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box



***Externe Nasenschienen
aus Niederthermoplastik mit Stirnplatte
External Nasal Splints
made of thermoplastic with forehead panel***




Bestell-Nr. Art. No.	Type	Größe Size	Verpackung Packaging
53-10780	klein small	3 mm Dicke 3 mm gauge	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10781	normal medium	3 mm Dicke 3 mm gauge	10 Stück/Box 10 pieces/box
53-10782	groß large	3 mm Dicke 3 mm gauge	10 Stück/Box 10 pieces/box



Bestell-Nr. Art. No.	Type	Größe Size	Verpackung Packaging
G-2000	Standard	3 mm Dicke 3 mm gauge	10 Stück/Box 10 pieces/box

Silikon Folien Silicone Sheets

Transparent und hellblau
Transparent and light blue



Silikon Folien in verschiedenen Stärken und Größen für individuelle Anpassungen. Die Folien sind aus Medical Grade Silicone hergestellt und sind für eine Verweildauer von 29 Tagen zertifiziert.

Silicone Sheets in different sizes and measurements for individual modulation. The sheets are made of Medical Grade Silicone and are certified for a retention period of 29 days.

Bestell-Nr. Art. No.	Bezeichnung Description	Größe Size	Verpackung Packaging
61-02-53190	Silicone Sheet transparent unsteril/non sterile	110 x 150 x 0,13 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
61-02-53191	Silicone Sheet transparent unsteril/non sterile	110 x 150 x 0,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
61-02-53192	Silicone Sheet transparent unsteril/non sterile	110 x 150 x 0,75 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
61-02-53193	Silicone Sheet transparent unsteril/non sterile	110 x 150 x 1,0 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
61-02-53194	Silicone Sheet transparent unsteril/non sterile	110 x 150 x 1,25 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
61-02-53195	Silicone Sheet transparent unsteril/non sterile	110 x 150 x 1,5 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
61-02-53201	Silicone Sheet transparent steril/sterile	35 x 40 x 0,13 mm	20 Stück/Box 20 pieces/box
61-02-53190 (B)	Silicone Sheet hellblau/light blue unsteril/non sterile	110 x 150 x 0,13 mm	10 Stück/Box 10 pieces/box
61-02-53201 (29 B)	Silicone Sheet hellblau/light blue steril/sterile	35 x 40 x 0,13 mm	20 Stück/Box 20 pieces/box





Verschlussplättchen Silicone discs

Trommelfellverschlussplättchen Silicone discs for membrana tympani perforation



Bestell-Nr. Art No.	Größe Size	Material	Verpackung Packaging
5310594	6 mm Ø	Silikon/Silicone transparent	10 Stück/Box 10 pieces/box
5310595	7 mm Ø	Silikon/Silicone transparent	10 Stück/Box 10 pieces/box
5310596	8 mm Ø	Silikon/Silicone transparent	10 Stück/Box 10 pieces/box
5310597	9 mm Ø	Silikon/Silicone transparent	10 Stück/Box 10 pieces/box

Inhaltsverzeichnis

Gebiss-Schutz Bit Protection

Gebiss-Schutz (Zahnschutz) Bit Protection



Passt bei nahezu jedem Kiefer.
Stabil, da Zähne, Gaumen und
Gaumenplatte bedeckt werden.
Keine räumliche Einschränkung.
Glatte Oberfläche.
Autoklavierbar.

Fits nearly every maxilla.
Stable as teeth, palate and upper denture
are covered.
No spatial restriction.
Flush surface.
Autoclavable.

Bestell-Nr. Art. No.	Material	Verpackung Packaging
DBL 010404	Blaues Silikon, verstärkt Blue silicone, boosted	20 Stück/Box 20 pieces/box





Notizen Notes

[illegible]



websinger

A-2120 Wolkersdorf · Johann-Galler-Straße 15 · Telefon: 02245/82488 · Fax: 02245/82493 · e-mail: office@websinger.at · home: www.websinger.at